





ARU[®]

Einbau- und Stanzteile

Mounting and punching parts



ruckgaber
orthopädie
service




Inhalt
Contents

Seite
Page

<p>ARU® Pelotten Metatarsal pads</p>	<p>4 - 7</p>	<p>Pelotten Metatarsal pads</p>
<p>ARU® Gelenkkeile Joint wedges</p>	<p>8 - 9</p>	<p>Gelenkkeile Joint wedges</p>
<p>ARU® Längs- und Quergewölbestützen, Schaftpolster, Vorfußpolster und Fersensporn Supports of the longitudinal and transversal arches, shaft cushions, forefoot pads, calcaneal spur</p>	<p>10</p>	<p>Polster Cushions</p>
<p>ARU® Decksohlen, Brandsohlen Cover soles, insoles</p>	<p>11</p>	<p>Sohlen Soles</p>
<p>ARU® Hinter-/Vorderkappen, Gelenkversteifungen, Amputations-/Gelenkfedern Heel counters and front caps, joint stiffenings, amputation and steel shanks</p>	<p>12</p>	<p>Kappen / Federn Caps / shanks</p>
<p>ARU® Versteifungssohlen, Stahlkappen, Profilband, Stahlsohlen, Torqheelabsätze Stiffening soles, steel caps, profile strips, steel soles, torqheel</p>	<p>13</p>	<p>Versteifungen Stiffenings</p>
<p>ARU® Stanzumrisse Punching contours</p>	<p>14 - 23</p>	<p>Stanzumrisse Punching contours</p>

ARU® Pelotten / Metatarsal pads

Pelotten
Metatarsal pads



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
ARU-Pelotten 6501	Moosgummi, hautfarben	58650110	10
		58650111	11
		58650112	12

ARU metatarsal pads 6501 cellular rubber, skin colour

ARU-Pelotten 6502	Schaumgummi, grau	58650210	10
		58650211	11
		58650212	12

ARU metatarsal pads 6502 foam rubber, grey

ARU-Pelotten 6516	Schaumgummi, Leder bezogen	58651610	10
		58651611	11
		58651612	12

ARU metatarsal pads 6516 foam rubber with leather cover

ARU-Pelotten 6517	Moosgummi, Leder bezogen	58651710	10
		58651711	11
		58651712	12

ARU metatarsal pads 6517 cellular rubber with leather cover

ARU® Pelotten / Metatarsal pads

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
ARU-Pelotten 1502	Schaumgummi, grau	58650210	10
		58650211	11
		58650212	12

ARU metatarsal pads 1502 foam rubber, grey



ARU-Pelotten 2039	Schaumgummi, grau	59203901	1
		59203902	2
		59203903	3
		59203904	4

ARU metatarsal pads 2039 foam rubber, grey



ARU-Pelotten 2040	Schaumgummi, grau	59204004	4
-------------------	----------------------	----------	---

ARU metatarsal pads 2040 foam rubber, grey



ARU-Pelotten 2057	Schaumgummi, grau	59205701	1
		59205702	2
		59205703	3

ARU metatarsal pads 2057 foam rubber, grey



ARU® Pelotten / Metatarsal pads

Pelotten
Metatarsal pads



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
--------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------

ARU-Pelotten 3445	Schaumgummi, grau	59344501	1
		59344502	2
		59344503	3
		59344504	4
ARU metatarsal pads 3445	foam rubber, grey		


ARU-Pelotten 9000	Schaumgummi, grau	59900001	1
		59900002	2
		59900003	3
		59900004	4
ARU metatarsal pads 9000	cellular rubber, grey		

ARU-Pelotten 9002	Schaumgummi, Leder bezogen	59900201	1
		59900202	2
		59900203	3
		59900204	4
ARU metatarsal pads 9002	foam rubber with leather cover		

ARU-Pelotten 9020	Schaumgummi, grau	59902001	1
		59902002	2
		59902003	3
		59902004	4
ARU metatarsal pads 9020	foam rubber, grey		

ARU® Pelotten / Metatarsal pads

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
ARU-Pelotten 9021	Schaumgummi, Leder bezogen	59902101	1
		59902102	2
		59902103	3
		59902104	4
ARU metatarsal pads 9021	foam rubber with leather cover		




Pelotten
Metatarsal pads

ARU-Pelotten 9030	Schaumgummi, grau	59903001	1
		59903002	2
		59903003	3
		59903004	4
ARU metatarsal pads 9030	foam rubber, grey		




ARU-Pelotten 9031	Schaumgummi, Leder bezogen	59903101	1
		59903102	2
		59903103	3
		59903104	4
ARU metatarsal pads 9031	foam rubber with leather cover		



ARU[®] Gelenkkeile / Joint wedges

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
ARU-Gelenkkeile 9130	Moosgummi mit Gewebe, naturweiss	59309100	0
		59309101	1
		59309102	2
		59309103	3
ARU joint wedges 9130	cellular rubber with cloth, natural white		



ARU-Gelenkkeile 9100	Schaumgummi, grau	59910000	0
		59910001	1
		59910002	2
		59910003	3
ARU joint wedges 9100	foam rubber, grey		




ARU® Gelenkkeile / Joint wedges

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
ARU-Gelenkkeile 9101	Schaumgummi, Leder bezogen	59910100	0
		59910101	1
		59910102	2
		59910103	3
ARU joint wedges 9101	foam rubber with leather cover		




Gelenkkeile
Joint wedges

ARU-Gelenkkeile 6560	Moosgummi, grau	59656001	1
		59656002	2
		59656003	3
		59656004	4
ARU joint wedges 6560	cellular rubber, grey		



ARU-Gelenkkeile 6565	Vollgummi, rosa	59656502	2
		59656503	3
		59656504	4
ARU joint wedges 6565	firm rubber, pink		



Abbildungsmaßstab / Reproduction scale 1:1

ARU® Längs- und Quergewölbestützen / Supports of the longitudinal and transversal arches



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
ARU-Quermeta-Stütze 4119	Vollgummi	01411904	4
		01411906	6
		01411908	8
		01411937	37D
ARU supports of transversal arches 4119	firm rubber	01411939	39D
		01411941	41D
		01411942	41H
		01411943	43H



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Größe Size
ARU-Längs- und Quergewölbestütze 9147	Zellgummi mit Gewebe, weiss	59914701	1 (35/36)
		59914702	2 (37/38)
		59914703	3 (39/40)
		59914704	4 (41/42)
		59914705	5 (43/44)
ARU supports of the longitudinal and transversal arches 9147	cellular rubber with cloth, white	59914706	6 (45/46)

Polster
Cushions

ARU® Schaftpolster, Vorfußpolster und Fersensporn / Shaft cushions, forefoot pads, calcaneal spur



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	L X H ca. L x H approx.	Größe Size
ARU-Schaftpolster 6230	Schaumgummi, rosa	59990001	450x4 mm	1
		59990002	900x6 mm	2
		59990003	900x8 mm	3
		59990004	900x9 mm	4
ARU shaft cushions 6230	foam rubber, pink			



ARU-Neoschaum Gel Polster für Vorfuß / Fersensporn	Zellgel, blau, sehr leicht, hohe Rückstellkraft, starke Absorbtion des Auftrittdrucks, Dichte: ca. 0,25-0,35 g/cm ³ für den Einlagen- und Bettungsbau, Vorfußpolster, Fersenspornentlastung	59180003	3,0 mm Stärke/thickness
		59180016	6,0 mm Stärke/thickness
ARU Neofoam Gel forefoot pads/ calcaneal spur	cellular gel, blue, very light, high reset force, high absorbtion of pressure during set off phase of the step density: approx. 0,25-0,35 g/cm ³ in arch support and bedding construction, forefoot cushioning,load relief for calcaneal spur		

59180003


ARU® Decksohlen, Brandsohlen / cover soles, insoles

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Stärke ca. Thickness approx.	Größe Size
Decksohlen	mit Gelenk und Slingpolster, farbig sortiert	10882336		36
		10882337		37
		10882338		38
		10882339		39
		10882340		40
Cover soles	with joint, with cushion, different colours	10882341		41
		10882342		42
		10882343		43
		10882344		44
		10882345		45
		10882346		46
		10882347		47
		10882348		48
Decksohlen	mit Gelenk, schwarz	10882436		36
		10882437		37
		10882438		38
		10882439		39
		10882440		40
Cover soles	with joint, black	10882441		41
		10882442		42
		10882443		43
		10882444		44
		10882445		45
		10882446		46
		10882447		47
		10882448		48
Decksohlen	mit Gelenk, farbig sortiert	10882536		36
		10882537		37
		10882538		38
		10882539		39
		10882540		40
Cover soles	with joint, different colours	10882541		41
		10882542		42
		10882543		43
		10882544		44
		10882545		45
		10882546		46
		10882547		47
		10882548		48
ARU-Brandsohlen Ortho	aus Texton, eingespritzter PP-Keil, thermoplastisch verformbar bei ca. 80° C, stanz- u. schneidbar, nagel- u. klammerbar, bricht nicht, Einbau in orthop. Maßschuhe	10860030		H1
		10860033		H2
		10860035		H3
		10860040	Combi	H5
ARU insoles Ortho	from Texton, injected PP wedge, thermoformable at approx. 80° C, possible to cut and punch, nail and staple, does not break, for fitting into orthopaedic custom-made shoes			
ARU-Brandsohlen Flex	aus altg. Grubenflex-Leder, Damen und Herren	10860071	1,8-2,0 mm	D1
		10860072	2,0-2,2 mm	D2
		10860081	2,2-2,4 mm	H1
		10860082	2,2-2,4 mm	H2
ARU insoles Flex	from Altgerber Grubenflex leather, ladies and men	10860083	2,2-2,4 mm	H3



Sohlen
Soles

ARU® Kappen-/Versteifungsmaterial, Federn / Cap-/stiffening materials, shanks



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Stärke ca. Thickness approx.	Größe Size
ARU-Hinterkappen	altgerber, geschärft, absolute Spitzenqualität	10860051	2,0-2,4 mm	K1
		10860052	2,0-2,4 mm	K2
		10860053	2,0-2,4 mm	K3
		10860054	2,0-2,4 mm	K4
ARU heel counters	altgerber, edged highest quality	10860054	2,0-2,4 mm	DK4

Agoflex-Vorderkappen	aus Agoflex IK 93, geschärft	Messer gerade / punching tool straight	14769 31091042	Vk42
		Messer gebogen / punching tool curved	22603 31091044	VK44
Agoflex front caps	from Agoflex IK 93, edged	Messer gerade / punching tool straight	23037 31091142	VK42
		Messer gebogen / punching tool curved	23038 31091144	VK44
		Messer gebogen / punching tool curved	23037 31091142	VK42
		Messer gebogen / punching tool curved	23038 31091144	VK44

Tepp-Vorderkappen	aus Tepp II, geschärft	Messer gerade / punching tool straight	14769 31091542	1,2 mm	Vk42
		Messer gebogen / punching tool curved	22603 31091544	1,2 mm	Vk44
Tepp front caps	from Tepp II, edged	Messer gerade / punching tool straight	22603 31091744	1,7 mm	VK44
		Messer gebogen / punching tool curved	23037 31091642	1,2 mm	VK42
		Messer gebogen / punching tool curved	23038 31091643	1,2 mm	Vk44
		Messer gebogen / punching tool curved	23038 31091745	1,7 mm	VK44

Vache-Croupon Gelenke	Gelenkversteifung, aus Leder	31091801	klein / small
		31091802	mittel / medium
		31091803	groß / large

Vache-Croupon joints joint stiffenings, from leather

ARU-Amputationsfedern	Stahl, spezialveredelt, gleichmäßige Belastung der Sohle beim Gehablauf, kein Einknicken des Oberleders, Einbau in orthop. Maßschuhe	58960822(links/left)	L 220 mm
		58960922(rechts/right)	L 220 mm
		58961124(links/left)	L 240 mm
		58961224(rechts/right)	L 240 mm

ARU amputations shanks steel, specially processed, equal load of the sole during walking, no folding of the leather, for fitting into orthopaedic custom-made shoes

ARU-Gelenkfedern	Bandstahl, verzinkt, hohe Widerstandskraft, Einbau in orthop. Maßschuhe	59170001	01
		59170002	02
		59170004	04
		59170006	06
		59170007	07
		59170009	09
ARU steel shanks	band steel, zinc coated, high resistance, for fitting into orthopaedic custom-made shoes	59170012	12
		59170014	14
		59170012	12
		59170014	14

Kappen / Federn
Caps / shanks

ARU® Sohlen-/Kappenmaterial, Torqheel / Sole- and caps material, torqheel

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Stärke ca. Thickness approx.	Größe Size	
Carbon Versteifungssohlen	flach bzw. vorgeformt, unidirektional, sehr gute Verformbarkeit bei ca. 175° C, hoch bruchsticher, Starrsohlen im orthop. Schuhbau	flach / flat	vorgeformt / pre-formed		
		34790036	34795036	1,4 mm	36
		34790037	34795037	1,4 mm	37
		34790038	34795038	1,4 mm	38
		34790039	34795039	1,4 mm	39
		34790040	34795040	1,4 mm	40
		34790041	34795041	1,4 mm	41
		34790042	34795042	1,4 mm	42
		34790043	34795043	1,4 mm	43
		34790044	34795044	1,4 mm	44
		34790045	34795045	1,4 mm	45
		34790046	34795046	1,4 mm	46
		34790047	34795047	1,4 mm	47
		Carbon stiffening soles	flat or pre-formed, unidirectional, very good thermoformable at approx. 175° C, highly break-proof, rigid soles in construction of orthopaedic shoes	34790536	34795536
34790537	34795537			1,9 mm	37
34790538	34795538			1,9 mm	38
34790539	34795539			1,9 mm	39
34790540	34795540			1,9 mm	40
34790541	34795541			1,9 mm	41
34790542	34795542			1,9 mm	42
34790543	34795543			1,9 mm	43
34790544	34795544			1,9 mm	44
34790545	34795545			1,9 mm	45
34790546	34795546			1,9 mm	46
34790547	34795547			1,9 mm	47



Stahlkappen	mit und ohne Stahlkappenband je nach Modell, für den Einbau in Arbeits- und Sicherheitsschuhen, nach DIN 32768	10754707		7
		10754708		8
		10754709		9
		10754710		10
		10754711		11
		10754712		12
		10754713		13/14
		10754720		XH
Steel caps	with or without steel cap band according to model, for fitting into brogues and safety shoes according to DIN 32768	10754721		XB



Stahlkappen-Profilband	Gummi, schwarz	63651000		lfd. m / meter
Steel caps profile band	rubber, black			




Stahlsohlen	flexibel, vorgeformt, nach DIN, für den Einbau in Arbeits- und Sicherheitsschuhen, nach DIN 32768	10754839	DIN 32777	7
		10754841	DIN 32778	8
		10754843	DIN 32779	9
		10754845	DIN 32780	10






Steel soles	flexible, pre-formed, for fitting into brogues and safety shoes according to DIN 32768			
--------------------	--	--	--	--


Torqheelabsätze	Gummi, schwarz, für die Korrektur der tibialen Torsion	58689300	rund klein	round small
		58689400	rund groß	round large
		58689000	gerade klein	straight small
		58689100	gerade mittel	straight medium
		58689200	gerade groß	straight large
Torqheel	rubber, black, for the correction of the tibial torsion			



Versteifungen
Stiffenings

Abbildungsmaßstab / Reproduction scale 1:1






Vorderkappen gebogen

Material z.B.: ARUflex, Agoflex, Tepp II,
und nach Materialvorgabe!

Toe caps curved

materials for example: ARUflex, Agoflex, Tepp II,
and according to material specification!




Hinterkappen


Material z.B. in: ARU-Hausmarke Hälse,
und nach Materialvorgabe!

Heel counters

material for example: ARU own brand collars,
and according to material specification!

Abbildungsmaßstab / Reproduction scale 1:1





Bettungsversteifungen

Material z.B.: ARUstab, ARUtherm,
ARU-Carbon Metcore CTS, RX-Thermit,
und nach Materialvorgabe!

Foot orthoses stiffenings

materials for example: ARUstab, ARUtherm,
ARU-Carbon Metcore CTS, RX-Thermit,
and according to material specification!

69102


Spitzenversteifung

Material z.B.: ARUstab, ARUtherm,
RX-Thermit,
und nach Materialvorgabe!

Forefront stiffenings

materials for example: ARUstab,
ARUtherm, RX-Thermit,
and according to material specification!

Abbildungsmaßstab / Reproduction scale 1:1



Bettungsaufbauteile

Material z.B.: ARU-Superflexkork, ARU-Orthoflexkork, ARUfant, Flexkork, Colastokork, und nach Materialvorgabe!

Build-up material for foot orthoses

materials for example: ARU-Superflexkork, ARU-Orthoflexkork, ARUfant, Flexkork, Colastokork, and according to material specification!

Bettungspolster

Material z.B.: ARUped 18, ARUped 22, ARUped 25, ARU Neoschaumgel, Lunalastic, und nach Materialvorgabe!

Foot orthoses paddings

materials for example: ARUped 18, ARUped 22, ARUped 25, ARU Neofoamgel, Lunalastic, and according to material specification!

69107/0

69105/0

Fersenpolster

Material z.B.:

als Schockabsorber: Nora Supersorb, Orthosorb,
als Fersenpolster: P2, Scheinolon, ARU-Neoschaumgel,
und nach Materialvorgabe!

Heel cushions

materials for example:

shock absorber: Nora Supersorb, Orthosorb,
heel cushion: P2, Scheinolon, ARU Neofoamgel
and according to material specification!

69101/0

Vorfusspolster

Material z.B.: ARUped 18, ARUped 22, ARU Neoschaumgel, P2, Scheinolon, Lunairmed, Lunairflex,
in verschiedenen Stärken **und nach Materialvorgabe!**

Forefoot cushions

materials for example: ARUped 18, ARUped 22, ARU Neofoamgel, P2, Scheinolon, Lunairmed, Lunairflex,
in different thicknesses
and according to material specification!

Schmetterlingsrollen

Material z.B.: ARUsoft, ARUleicht, Vibram-Jogging, Lunalight, Lunasoft, in verschiedenen Stärken,
und nach Materialvorgabe!

Horseshoe-like rocking soles


materials for example: ARUsoft, ARUleicht, Vibram-Jogging, Lunalight, Lunasoft, in different thicknesses
and according to material specification!


6938/10

6939/10

6940/10

Abbildungsmaßstab / Reproduction scale 1:1







Aufbau- und Pufferabsätze mit/ohne Loch

Material z.B.: ARUleicht, ARUsoft 30, ARUsoft 40, Lunalight, Lunasoft SL und SLW in verschiedenen Stärken und vielen Farben. **und nach Materialvorgabe!**

Built-up and buffer heels

materials for example: ARUleicht, ARUsoft 30, ARUsoft 40, Lunalight, Lunasoft SL and SLW in different thickness and many colours **and according to material specification!**



Flügelabsätze

Material z.B.: ARUleicht, ARUsoft 30, ARUsoft 40, Lunalight AR, Lunasoft SL und SLW in verschiedenen Stärken. **und nach Materialvorgabe!**

Thomas heels

materials for example: ARUleicht, ARUsoft 30, ARUsoft 40, Lunalight AR, Lunasoft SL and SLW, etc. in different thickness **and according to material specification!**

Abbildungsmaßstab / Reproduction scale 1:1

Brandsohlendecken

Material z.B.: Brandsohlenmaterial BM 20, BM 22, BM 25, BM 30, ARU-Kernspaltcroupon, ARU-Gruben Flex-Croupon, und nach Materialvorgabe!

Insole covers

materials for example: Insole material BM 20, BM 22, BM 25, BM 30, ARU Grain Split Butts, ARU Split Butts Grubenflex, and according to material specification!

Bettungsdecken

Material z.B.: Rind- und Kalbfutterleder glatt und geprägt, ARUsoft Bi-Color, ARUsoft Multicolor, ARUsoft 40 Color, Lunasoft SL, ARUform, Multiform und nach Materialvorgabe!

Foot orthoses covers


materials for example: cowhide and calf leather lining smooth and embossed, ARUsoft Bi-Color, ARUsoft Multicolor, ARUsoft 40 color, Lunasoft SL, ARUform and Multiform and according to material specification!


Aufbaukeilsohlen und Profilsohlen

Material z.B.: ARUleicht Absatzhöhe 24 mm, Sohlenhöhe 8 mm, und nach Materialvorgabe!

Build-up wedge soles and profile soles

materials for example: ARUleicht heel height 24 mm, sole height 8 mm, and according to material specification!





**Stanzumrisse
Punching contours**

ruckgaber
orthopädie
service



Ruckgaber GmbH
Orthopädie Service
Röseckstraße 35
72108 Rottenburg-Seebronn

Tel.: +49 74 57 94 97-0
Fax: +49 74 57 94 97-35

info@ruckgaber.de
www.ruckgaber.de