



ARU®

Polster- und Bettungsmaterial
Padding and bedding materials

8



Wir**helfen**

LEBENSQUALITÄT UND WOHLBEFINDEN
DER MENSCHEN ZU STEIGERN!




Profitieren Sie vom exklusiven RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service

**Wir spalten, stanzen, perforieren und kaschieren
Ihre Materialien individuell nach Ihren Wünschen!**

Profit by our exclusive RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service

**We split, punch, perforate and coat
your materials individually custom-made!**



Inhalt / Contents**Polstermaterial
Padding materials**

4 - 27

**Polster- und Bettungsmaterial
Padding and bedding materials**

28 - 42

**Kombimaterialien und Verbundplatten
Combination materials and composite plates**

43 - 54

**Polster- und Aufbauplatten
Padding and build-up materials**

55 - 62

**Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial
Build-up, padding and cover materials**

63 - 68

**Schockabsorber
Shock absorber**

69

**Zubehör
Accessories**

70 - 73

Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm		
P2	PU-Schaumstoff, höchste Rückstellfähigkeit, atmungsaktiv, dauerbelastbar, hautfreundlich, formstabil, sehr gut verarbeitbar, Härte: ca. 10° - 12° Shore A, einseitig rau Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Polster aller Art	qm-Ware / sqm goods	31107015	hautfarben	skin coloured	1,5	1.370 x 1.000
			31107016*	hautfarben	skin coloured	1,5	1.370 x 1.000
			31107021*	hautfarben	skin coloured	2,0	1.370 x 1.000
			31107030	hautfarben	skin coloured	3,0	1.370 x 1.000
			31107031*	hautfarben	skin coloured	3,0	1.370 x 1.000
			31107035**	hautfarben	skin coloured	3,0	1.370 x 1.000
			31107045	hautfarben	skin coloured	4,5	1.370 x 1.000
			31107046*	hautfarben	skin coloured	4,5	1.370 x 1.000
			31107060	hautfarben	skin coloured	6,0	1.370 x 1.000
			31107061*	hautfarben	skin coloured	6,0	1.370 x 1.000
		31107090	hautfarben	skin coloured	9,0	1.370 x 1.000	
	* = beidseitig rau						
	** = perforiert						

P2	PU cellular material, highest ability to return to original position, air-permeable, can take permanent loads, kind to the skin, form stable, very good for further processing, hardness: approx. 10° - 12° Shore A, one-sided rough application: foot orthotics and footbeds, for many cushioning applications in orthopaedics and orthopaedic shoemaking * = two-sided rough ** = perforated	31107215	hautfarben	skin coloured	1,5	20 m x 11 cm
		31107230	hautfarben	skin coloured	3,0	20 m x 11 cm
		31107260	hautfarben	skin coloured	6,0	10 m x 11 cm



p²resorb	Hohe Rückstelleigen- schaften, hohe Dauerelastizität, ca. 17° Shore A, beschichtet p²resorb Good recovery properties, high level of permanent elasticity, approx. 17° Shore A, coated	11136502	hautfarben	skin coloured	2,0	1.100 x 1.500
		11136503	hautfarben	skin coloured	3,0	1.100 x 1.500
		11136506	hautfarben	skin coloured	6,0	1.100 x 1.500
		11136520	schwarz	black	2,0	1.100 x 740
		11136530	schwarz	black	3,0	1.100 x 740



p²rebound rot	p²rebound ist ein hoch elastisches Material mit ausgeprägten dynamischen Dämpfungs- und Rückstell- eigenschaften. Das Material ist aufgrund seiner „Fest- Elastischen-Struktur“ für ausdauernde Belastungen ausgelegt und ist zuverlässig langlebig. ENERGIERÜCKGEBEND Nutzen (Patient) Durch seine hohen dynamischen Dämpfungs- und Rückstelleigenschaften ist das p²rebound Material in der Lage, Bewegungsenergie zurückzugeben. Das bewirkt, dass der Fuß bereits beim Fersenauf- tritt federnd entlastet und geführt wird. Bei ausdauernden Bewegungen werden Bewegungskräfte zum Teil zurückgegeben.	31110412	rot	red	2,0	1.100 x 1.500
		31110413	rot	red	3,0	1.100 x 1.500
		31110414	rot	red	4,0	1.100 x 1.500
		31110416	rot	red	6,0	1.100 x 1.500

p²rebound red	ENERGY-RETURNING Benefit (patient) With its highly dynamic cushioning and recovery properties, the p²rebound material is able to return kinetic energy. This provides cushioned relief and guides the foot as early as the heel impact. In sustained movement, kinetic force is partially returned.					

Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
p²rebound rot	p ² rebound ist ein hoch elastisches Material mit ausgeprägten dynamischen Dämpfungs- und Rückstell-eigenschaften. Das Material ist aufgrund seiner „Fest-Elastischen-Struktur“ für ausdauernde Belastungen ausgelegt und ist zuverlässig langlebig. STARK ENERGIERÜCKGEBEND	31110402	gelb	yellow	2,0 1.100 x 1.500
		31110403	gelb	yellow	3,0 1.100 x 1.500
		31110404	gelb	yellow	4,0 1.100 x 1.500
		31110406	gelb	yellow	6,0 1.100 x 1.500



Nutzen (Patient)
Durch seine hohen dynamischen Dämpfungs- und Rückstelleigenschaften ist das p²rebound Material in der Lage, Bewegungsenergie zurückzugeben. Das bewirkt, dass der Fuß bereits beim Fersenauftritt federnd entlastet und geführt wird. Bei ausdauernden Bewegungen werden Bewegungskräfte zum Teil zurückgegeben.

**p²rebound
red** p²rebound is a highly elastic material with outstanding dynamic cushioning and recovery properties. Thanks to its 'firm elastic structure', the material is designed for sustained stress and is reliably durable.

HIGHLY ENERGY-RETURNING

Benefit (patient)
With its highly dynamic cushioning and recovery properties, the p²rebound material is able to return kinetic energy. This provides cushioned relief and guides the foot as early as the heel impact. In sustained movement, kinetic force is partially returned.




Scheinolon	PU-Schaumstoff, sehr hohe Rückstellkraft, hervorragende Polster- eigenschaften, formstabil, sehr gut verarbeitbar, Härte: ca. 10° - 12° Shore A, einseitig rau Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Polster aller Art	qm-Ware / sqm goods	31110015	hautfarben	skin coloured	1,5	1.370 x 1.000
			31110030	hautfarben	skin coloured	3,0	1.370 x 1.000
			31110032*	hautfarben	skin coloured	3,0	1.370 x 1.000
			31110035**	hautfarben	skin coloured	3,0	1.370 x 1.000
			31110045	hautfarben	skin coloured	4,5	1.370 x 1.000
			31110059***	hautfarben	skin coloured	6,0	1.370 x 1.000
			31110060	hautfarben	skin coloured	6,0	1.370 x 1.000
			goods				
	* = beidseitig rau ** = perforiert *** = beidseitig glatt	31110031		hautfarben	skin coloured	3,0	20 m x 11 cm
		31110061		hautfarben	skin coloured	6,0	10 m x 11 cm

* = beidseitig rau
** = perforiert
*** = beidseitig glatt


* = two-sided rough
** = perforated
*** = two-sided smooth



Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
Poron Material	PU-Schaumstoff, atmungsaktiv, formstabil, hervorragende Polster- eigenschaft, sehr gute Rückstellfähigkeit, Härte: ca. 10° - 12° Shore A, einseitig rau Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau	31107320	hautfarben	skin coloured	2,0 1.430 x 1.000
		31107330	hautfarben	skin coloured	3,0 1.430 x 1.000
Poron material	PU cellular material, air-permeable, form stable, excellent cushioning, very good to return to original position, hardness: approx. 10° - 12° Shore A, one-sided rough application: foot orthotics and footbeds	B1005668	hautfarben	skin coloured	3,0 20 m x 11,5 cm



ARU®lon	PU-Schaumstoff, atmungsaktiv, formstabil, hervorragende Polster- eigenschaft, sehr gute Rückstellfähigkeit, Härte: ca. 10° - 12° Shore A, einseitig rau Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau	qm-Ware / sqm goods	31110115	hautfarben	skin coloured	1,5	1.520 x 1.000
			31110121*	hautfarben	skin coloured	2,0	1.520 x 1.000
			31110130	hautfarben	skin coloured	3,0	1.520 x 1.000
			31110131*	hautfarben	skin coloured	3,0	1.520 x 1.000
			31110145	hautfarben	skin coloured	4,5	1.520 x 1.000
			31110160	hautfarben	skin coloured	6,0	1.520 x 1.000
			31110190**	hautfarben	skin coloured	9,0	1.520 x 1.000
					** = beidseitig glatt		
ARU®lon	PU cellular material, air-permeable, form stable, excellent cushioning, very good to return to original position, hardness: approx. 10° - 12° Shore A, one-sided rough application: foot orthotics and footbeds						
		* = two-sided rough					
		** = two-sided smooth					

Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
ARU®pod	PU-Schaumstoff, atmungsaktiv, formstabil, hervorragende Polster- eigenschaft, einseitig rau, sehr gute Rückstellfähigkeit, Härte: Shore A ca. 10° - 12° Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau * = beidseitig rau ** = perforiert *** = beidseitig glatt **** = beidseitig rau, perfforiert	31106624*	blau	blue	2,5	1.370 x 1.000
		31106625	blau	blue	2,5	1.370 x 1.000
		31106627****	blau	blue	2,5	1.370 x 1.000
		31106630	blau	blue	3,0	1.370 x 1.000
		31106660	blau	blue	6,0	1.370 x 1.000
		31106726*	schwarz	black	2,0	1.370 x 1.000
		31106727	schwarz	black	2,0	1.370 x 1.000
		31106730	schwarz	black	3,0	1.370 x 1.000
		31106732*	schwarz	black	3,0	1.370 x 1.000
		31106735**	schwarz	black	3,0	1.370 x 1.000
		31106760	schwarz	black	6,0	1.370 x 1.000
		31106790***	schwarz	black	9,0	1.370 x 1.000
		31106816*	grün	green	1,5	1.370 x 1.000
		31106830	grün	green	3,0	1.370 x 1.000
ARU®pod	PU cellular material, air-permeable, form stable, excellent cushioning, one-sided rough, very good to return to original position, hardness: Shore A approx. 10° - 12° application: foot orthotics and footbeds * = two-sided rough ** = perforated *** = two-sided smooth **** = two-sided rough, perforated	31106860	grün	green	6,0	1.370 x 1.000
		31106890***	grün	green	9,0	1.370 x 1.000
		31106631	blau	blue	3,0	20 m x 11 cm
		31106661	blau	blue	6,0	10 m x 11 cm
		31106731	schwarz	black	3,0	20 m x 11 cm
		31106761	schwarz	black	6,0	10 m x 11 cm
		31106831	grün	green	3,0	20 m x 11 cm
		31106861	grün	green	6,0	10 m x 11 cm



ARU® Neoschaum- gel	Zellgel, sehr leicht, hohe Rückstellkraft, Druckumverteilung, starke Absorption des Auftrittsdrucks, Gewicht: ca. 0,25 - 0,35 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, als punktuelle Druckent- lastung (z.B. Fersensporn, Vorfußpolster usw.)	31102503	blau	blue	3,0	800 x 550
		31102506	blau	blue	6,0	800 x 550




ARU® Neo foam gel	Cell gel, light weight, very good to return to original position, redistribution of pressure, strong absorption of impact shock, weight: approx. 0.25 - 0.35 g/cm³ application: foot orthotics and footbeds selective pressure release, such as heel spur, forefoot padding etc.
-------------------------	--

ARU®form 10	Polyethylen-Schaumstoff, vielseitiges Polstermaterial, beidseitig geschliffen, sehr gute Druckfestigkeit, geschlossen zellig, sehr gut tiefziehfähig, hautfreundlich, schweißunempfindlich, gut verarbeitbar, abwaschbar, Verformung: ca. 100° - 130°C, Härte: ca. 35° Shore A Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen	10501502	hautfarben	skin coloured	2,0	1.050 x 1.050
		10501503	hautfarben	skin coloured	3,0	1.050 x 1.050
		10501504	hautfarben	skin coloured	4,0	1.050 x 1.050
		10501505	hautfarben	skin coloured	5,0	1.050 x 1.050
		10501506	hautfarben	skin coloured	6,0	1.050 x 1.050
		10501507	hautfarben	skin coloured	7,0	1.050 x 1.050
		10501510	hautfarben	skin coloured	10,0	1.050 x 1.050
		10501520	hautfarben	skin coloured	20,0	1.050 x 1.050
		10501403*	hautfarben	skin coloured	3,0	1.050 x 1.050

* = perforiert

ARU®form 10	Polyethylene cellular material, multi-purposed cushioning material, closed-cell, ground both sides, extreme high resistance to pressure, very suitable for deep-drawing, kind to the skin, resistant to sweat, easy to process, washable, thermoforming at: approx. 100° - 130°C, hardness: approx. 35° Shore A application: foot orthotics and footbeds sport shoes
-------------	---

* = perforated



Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®form 10 onSteam®	ARU®form 10 und der Micro-faser onSteam® verbindet die hervorragenden Eigenschaften dieser beiden Materialien miteinander. 100% atmungsaktiv, perforiert, wärmeregulierend, geruchsabweisend, leichte Verarbeitung, sehr hoher Tragekomfort, waschbar, Härte: ca. 35° Shore A Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau	10906270	hautfarben/ beige	skin coloured/ beige	3,9 1.050 x 1.050
ARU®form 10 onSteam®	ARU®form 10 and the micro fibre onSteam® combines the features of both materials, 100% breathable, perforated, regulating the temperature, odor resistant, easy to process, washable, best wearing comfort, hardness: approx. 35° Shore A application: foot orthotics				



ARU®form 20	Polyethylen-Schaumstoff, vielseitiges Polstermaterial, sehr gute Druckfestigkeit, geschlossenzellig, abwaschbar, sehr gut tiefziehfähig, hautfreundlich, schweißunempfindlich, gut verarbeitbar, beidseitig geschliffen, Verformung: ca. 100° - 130°C, Härte: ca. 36° Shore A Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen	Plattenware / sheet goods	10501602	weiss	white	2,0	1.050 x 1.050
			10501603	weiss	white	3,0	1.050 x 1.050
			10501604	weiss	white	4,0	1.050 x 1.050
			10501605	weiss	white	5,0	1.050 x 1.050
			10501606	weiss	white	6,0	1.050 x 1.050
			10501607	weiss	white	7,0	1.050 x 1.050
			10501610	weiss	white	10,0	1.050 x 1.050
			10501620	weiss	white	20,0	1.050 x 1.050
ARU®form 20	Polyethylene cellular material, multi-purposed cushioning material, closed-cell, extreme high resistance to pressure, very suitable for deep-drawing, kind to the skin, resistant to sweat, easy to process, washable, ground both sides, thermoforming at: approx. 100° - 130°C, hardness: approx. 36° Shore A application: foot orthotics and footbeds, sport shoes						



ARU®form 30	Polyethylen-Schaumstoff, vielseitiges Polstermaterial, sehr gute Druckfestigkeit, geschlossenzellig, abwaschbar, sehr gut tiefziehfähig, hautfreundlich, schweißunempfindlich, gut verarbeitbar, beidseitig geschliffen, Verformung: ca. 100° - 130°C, Härte: ca. 30° Shore A Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen	Plattenware / sheet goods	10510202	weiss	white	2,0	1.050 x 1.050
			10510203	weiss	white	3,0	1.050 x 1.050
			10510204	weiss	white	4,0	1.050 x 1.050
			10510205	weiss	white	5,0	1.050 x 1.050
			10510207	weiss	white	7,0	1.050 x 1.050
			10510210	weiss	white	10,0	1.050 x 1.050
ARU®form 30	Polyethylene cellular material, multi-purposed cushioning material, closed-cell, extreme high resistance to pressure, very suitable for deep-drawing, kind to the skin, resistant to sweat, easy to process, washable, ground both sides, thermoforming at: approx. 100° - 130°C, hardness: approx. 30° Shore A application: foot orthotics and footbeds, sport shoes						

Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®form 45	Polyethylen-Schaumstoff, vielseitiges Polstermaterial, sehr gute Druckfestigkeit, geschlossenzellig, abwaschbar, sehr gut tiefziehfähig, hautfreundlich, schweißunempfindlich, gut verarbeitbar, beidseitig geschliffen, Verformung: ca. 100° - 130°C, Härte: ca. 45° Shore A Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen	10501702	weiss	white	2,0 990 x 990
		10501703	weiss	white	3,0 990 x 990
		10501704	weiss	white	4,0 990 x 990
		10501705	weiss	white	5,0 990 x 990
		10501706	weiss	white	6,0 990 x 990
		10501707	weiss	white	7,0 990 x 990
		10501708	weiss	white	8,0 990 x 990
		10501710	weiss	white	10,0 990 x 990
		10501714	weiss	white	14,0 990 x 990
		10501715	weiss	white	15,0 990 x 990
		10501718	weiss	white	18,0 990 x 990

ARU®form 45 Polyethylene cellular material, multi-purposed cushioning material, closed-cell, extreme high resistance to pressure, very suitable for deep-drawing, kind to the skin, resistant to sweat, easy to process, washable, ground both sides, thermoforming at: approx. 100° - 130°C, hardness: approx. 45° Shore A
application:
foot orthotics and footbeds, sport shoes

Tepefom 20	Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig, vielseitiges Polstermaterial, hervorragende Druckfestigkeit und Rückstellkraft, samtartige und hautfreundliche Oberfläche, abwaschbar, daher sehr hygienisch, schweißunempfindlich, sehr gut tiefziehfähig, beidseitig geschliffen, Verformung: ca. 100° - 130°C, Härte: ca. 35° Shore A Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen	10503602	weiss	white	2,0 1.000 x 1.000
		10503604	weiss	white	4,0 1.000 x 1.000
		10503605	weiss	white	5,0 1.000 x 1.000
		10503607	weiss	white	7,0 1.000 x 1.000
		B1020002	hautfarben	skin coloured	5,0 1.000 x 1.000

Tepefom 20 Polyethylene cellular material, multi-purposed cushioning material, closed-cell, extreme high resistance to pressure, very suitable for deep-drawing, kind to the skin, resistant to sweat, easy to process, washable, ground both sides, thermoforming at: approx. 100° - 130°C, hardness: approx. 35° Shore A
application:
foot orthotics and footbeds, sport shoes

Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
Multiform	Polyethylen-Schaumstoff, vielseitiges Polstermaterial, beidseitig geschliffen, sehr gute Druckfestigkeit, geschlossen zellig, sehr gut tiefziehfähig, hautfreundlich, schweißunempfindlich, gut verarbeitbar, abwaschbar, Verformung: ca. 100° - 130°C, Härte: ca. 30° Shore A Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen	10503461	weiss	white	1,0	1.100 x 1.100
		10503462	weiss	white	2,0	1.100 x 1.100
		10503463	weiss	white	3,0	1.100 x 1.100
		10503464	weiss	white	4,0	1.100 x 1.100
		10503465	weiss	white	5,0	1.100 x 1.100
		10503466	weiss	white	6,0	1.100 x 1.100
		10503467	weiss	white	7,0	1.100 x 1.100
		10503470	weiss	white	10,0	1.100 x 1.100
		10503471	weiss	white	15,0	1.100 x 1.100
		10503473	weiss*	white	3,0	1.100 x 1.100
		10503474	weiss*	white	4,0	1.100 x 1.100
		10503493	grün	green	6,0	1.100 x 1.100
		10503562*	grün	green	2,0	1.100 x 1.100
		10503541	blau	blue	2,0	1.100 x 1.100
		10503594	blau	blue	3,0	1.100 x 1.100
Multiform	Polyethylene cellular material, multi-purposed cushioning material, ground both sides, closed-cell, extreme high resistance to pressure, very suitable for deep- drawing, kind to the skin, resistant to sweat, easy to process, washable, thermoforming at: approx. 100° - 130°C, hardness: approx. 30° Shore A application: foot orthotics and footbeds, sport shoes	10503494	blau	blue	4,0	1.100 x 1.100
		10503495	blau	blue	5,0	1.100 x 1.100
		10503496	blau	blue	6,0	1.100 x 1.100
		10503497	blau	blue	7,0	1.100 x 1.100
		10503499	blau	blue	10,0	1.100 x 1.100
		10503542*	blau	blue	2,0	1.100 x 1.100
		10503543*	blau	blue	3,0	1.100 x 1.100
		10503544*	blau	blue	4,0	1.100 x 1.100
		10503545*	blau	blue	5,0	1.100 x 1.100
		10503546*	blau	blue	6,0	1.100 x 1.100
		10503502	hautfarben	skin coloured	2,0	1.100 x 1.100
		10503503	hautfarben	skin coloured	3,0	1.100 x 1.100
		10503504	hautfarben	skin coloured	4,0	1.100 x 1.100
		10503505	hautfarben	skin coloured	5,0	1.100 x 1.100
		10503506	hautfarben	skin coloured	6,0	1.100 x 1.100
		10503507	hautfarben	skin coloured	7,0	1.100 x 1.100
		10503508	hautfarben	skin coloured	8,0	1.100 x 1.100
		10503510	hautfarben	skin coloured	10,0	1.100 x 1.100
		10503592*	hautfarben	skin coloured	2,0	1.100 x 1.100
		10503593*	hautfarben	skin coloured	3,0	1.100 x 1.100
		10503595*	hautfarben	skin coloured	4,0	1.100 x 1.100
		10503596*	hautfarben	skin coloured	5,0	1.100 x 1.100
		10503522	rot	red	2,0	1.100 x 1.100
		10503523	rot	red	3,0	1.100 x 1.100
		10503524	rot	red	4,0	1.100 x 1.100
		10503525	rot	red	5,0	1.100 x 1.100
		10503552*	rot	red	2,0	1.100 x 1.100
		10503553*	rot	red	3,0	1.100 x 1.100
		10503554*	rot	red	4,0	1.100 x 1.100
		10503536	gelb	yellow	5,0	1.100 x 1.100
		10503581	schwarz	black	1,0	1.100 x 1.100
		10503575	schwarz	black	2,0	1.100 x 1.100
		10503576	schwarz	black	3,0	1.100 x 1.100
		10503577	schwarz	black	4,0	1.100 x 1.100
		10503578	schwarz	black	5,0	1.100 x 1.100
		10503568*	schwarz	black	2,0	1.100 x 1.100
		10503569*	schwarz	black	3,0	1.100 x 1.100
		10503561*	schwarz	black	4,0	1.100 x 1.100
		10503579	braun	brown	3,0	1.100 x 1.100
		10503566*	braun	brown	2,0	1.100 x 1.100
		10503567*	braun	brown	3,0	1.100 x 1.100
		10503570*	braun	brown	4,0	1.100 x 1.100
		10503566*	braun	brown	2,0	1.100 x 1.100
		10503567*	braun	brown	3,0	1.100 x 1.100
		10503570*	braun	brown	4,0	1.100 x 1.100

Plattenware / sheet goods

Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
Multiform hybrid	Multiform hybrid ist ein weiches, extrem widerstandsfähiges und dauerelastisches Material mit einer feinen, geschlossenzelligen Struktur. Multiform hybrid ist darüber hinaus schweiß- und feuchtigkeitsbeständig. WEICH, DÄMPFEND, KOMFORTABEL	10359002	hell blau	light blue	2,0 1.100 x 1.100
		10359003	hell blau	light blue	3,0 1.100 x 1.100
		10359004	hell blau	light blue	4,0 1.100 x 1.100
		10359006	hell blau	light blue	6,0 1.100 x 1.100



Nutzen (Patient)

Zuverlässige Dämpfung beim Fersenauftritt, dadurch wirkt das Material in Kombination mit der Einlage sehr gelenkschonend. Durch die durchgehende Funktionsebene wirkt das Material während der gesamten Schrittabwicklung extrem dämpfend auf die Gelenkstrukturen und fühlt sich angenehm weich an.

Multiform hybrid

Multiform hybrid is a soft, extremely resistant material with long-term elasticity and a fine, closed cell structure. Multiform hybrid is also sweat- and moisture-resistant.

SOFT, CUSHIONING, COMFORTABLE

Benefit (patient)

Reliable cushioning during heel impact, meaning that the material in combination with the insole is very gentle on the joints. Thanks to its end-to-end functional level, the material is extremely cushioning for the joint structure throughout the entire step and feels pleasantly soft.

Isoform	Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig, vielseitiges Polstermaterial, hervorragende Druckfestigkeit und Rückstellkraft, samtartige und hautfreundliche Oberfläche, abwaschbar, daher sehr hygienisch, schweißunempfindlich, sehr gut tiefziehfähig, beidseitig geschliffen, Verformung: ca. 100° - 130°C, Härte: ca. 35° Shore A Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen	Plattenware / sheet goods	B1005745	hautfarben	skin coloured	3,0	1.000 x 1.000
			B1005747	hautfarben	skin coloured	5,0	1.000 x 1.000
			B1005748	hautfarben	skin coloured	7,0	1.000 x 1.000
			B1005749	hautfarben	skin coloured	10,0	1.000 x 1.000
			B1005750*	hautfarben	skin coloured	2,0	1.000 x 1.000
			B1005751*	hautfarben	skin coloured	3,0	1.000 x 1.000
			B1005752*	hautfarben	skin coloured	5,0	1.000 x 1.000

* = perforiert

Isoform

Polyethylene cellular material, multi-purposed cushioning material, closed-cell, extreme high resistance to pressure, very suitable for deep-drawing, kind to the skin, resistant to sweat, easy to process, washable, ground both sides, thermoforming at: approx. 100° - 130°C, hardness: approx. 35° Shore A

application:

foot orthotics and footbeds, sport shoes

* = perforated

Multiforte	Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig, vielseitiges Polstermaterial, hervorragende Druckfestigkeit und Rückstellkraft, samtartige und hautfreundliche Oberfläche, abwaschbar, daher sehr hygienisch, schweißunempfindlich, sehr gut tiefziehfähig, beidseitig geschliffen, Verformung: ca. 100° - 130°C, Härte: ca. 40° Shore A Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen	Plattenware / sheet goods	10503650	weiss	white	5,0	1.000 x 1.000
			10503660	weiss	white	10,0	1.000 x 1.000

Multiforte

Polyethylene cellular material, multi-purposed cushioning material, closed-cell, extreme high resistance to pressure, very suitable for deepdrawing, kind to the skin, resistant to sweat, easy to process, washable, ground both sides, thermoforming at: approx. 100° - 130°C, hardness: approx. 40° Shore A

application:

foot orthotics and footbeds, sport shoes

Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description		Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm		
Plastazote LD 45	Polyethylen-Schaumstoff, weichelastisch, geschlossen­zellig, sehr leicht, gut verarbeitbar, Verformung: ca. 160°C, Gewicht: ca. 0,045 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Sportversorgungen * = perforiert		10503002	weiss	white	2,0	1.000 x 1.000	
			10503003	weiss	white	3,0	1.000 x 1.000	
			10503004	weiss	white	4,0	1.000 x 1.000	
			10503005	weiss	white	5,0	1.000 x 1.000	
			10503006	weiss	white	6,0	1.000 x 1.000	
			10503010	weiss	white	10,0	1.000 x 1.000	
			10503020	weiss	white	20,0	1.000 x 1.000	
			10503030	weiss	white	NEU NEW	30,0	1.000 x 1.000
			10503052	schwarz	black	2,0	2.000 x 1.000	
			10503053	schwarz	black	3,0	2.000 x 1.000	
Plastazote LD 45	Polyethylene cellular material, soft-elastic, closed-cell, light weight, very good for further processing, thermoforming at: approx. 160°C, weight: approx. 0.045 g/cm³ application: foot orthotics and footbeds, sport shoes * = perforated	Plattenware / sheet goods	10503226	schwarz	black	NEU NEW	6,0	1.000 x 1.000
			10503230	schwarz	black	NEU NEW	10,0	1.000 x 1.000
			10503235	schwarz	black	NEU NEW	15,0	1.000 x 1.000
			10503240	schwarz	black	NEU NEW	20,0	1.000 x 1.000
			10503250	schwarz	black	NEU NEW	30,0	1.000 x 1.000
			10503251	schwarz	black	NEU NEW	30,0	2.000 x 1.000
			10503101	grau	grey	NEU NEW	1,5	1.000 x 1.000
			10503103	grau	grey	3,0	1.000 x 1.000	
			10503104	grau	grey	4,0	1.000 x 1.000	
			10503105	grau	grey	5,0	1.000 x 1.000	
			10503106	grau	grey	6,0	1.000 x 1.000	
			10503110	grau	grey	10,0	1.000 x 1.000	
			10503130	grau	grey	NEU NEW	30,0	1.000 x 1.000
			10503192	hautfarben	skin coloured	2,0	1.000 x 1.000	
			10503193	hautfarben	skin coloured	3,0	1.000 x 1.000	
			10503194	hautfarben	skin coloured	4,0	1.000 x 1.000	
			10503196	hautfarben	skin coloured	6,0	1.000 x 1.000	
			10503200	hautfarben	skin coloured	NEU NEW	30,0	1.000 x 1.000
			10503202*	hautfarben	skin coloured	2,0	1.000 x 1.000	
			10503203*	hautfarben	skin coloured	3,0	1.000 x 1.000	




HB-Schaum	Polyethylen-Schaumstoff, sehr weich und leicht, gut verarbeitbar Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau	B1005734	grau	grey	3,0	1.000 x 1.000
		B1005735	grau	grey	5,0	1.000 x 1.000
HB-Foam	Polyethylene cellular material, very soft and light, very good for further processing application: foot orthotics and footbeds					



Super Soft 12	Polyethylen-Schaumstoff, weichelastisch, geschlossenzellig, sehr leicht, gut verarbeitbar Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau	B1005566	blau	blue	6,0	1.000 x 1.000
Super Soft 12	Polyethylene cellular material, soft-elastic, closed-cell, light weight, very good for further processing application: foot orthotics and footbeds					

Polstermaterial / Padding materials


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU® Moosgummi	Zellkautschuk, mittlere Einstellung, gut schleif- und verklebbar, geschlossen zellig, gute Rückstellfähigkeit, beidseitig ohne Haut, Härte: ca. 20° - 25° Shore A, Gewicht: ca. 0,22 g/cm³ Anwendung: viele vorkommende Polster- ungen in der OT und OST	10501802	grün	green	2,0 1.000 x 1.000
		10501803	grün	green	3,0 1.000 x 1.000
		10501804	grün	green	4,0 1.000 x 1.000
		10501805	grün	green	5,0 1.000 x 1.000
		10501806	grün	green	6,0 1.000 x 1.000
		10501808	grün	green	8,0 1.000 x 1.000
		10501810	grün	green	10,0 1.000 x 1.000



**ARU®
Cellular
rubber**

Cellular rubber,
medium adjustment,
easy to grind and to glue,
closed-cell, good ability to return to original position,
two-sided without skin,
hardness: approx. 20° - 25° Shore A,
weight: approx. 0.22 g/cm³
application:
for many cushioning applications in orthopaedics
and orthopaedic shoemaking

Moosgummi	Zellkautschuk, gut schleif- und verklebbar, geschlossen zellig, gute Rückstellfähigkeit, beidseitig ohne Haut, * = Härte: ca. 10° - 15° Shore A, * = Gewicht: ca. 0,20 g/cm³, ** = Härte: ca. 20° - 25° Shore A, ** = Gewicht: ca. 0,22 g/cm³ Anwendung: viele vorkommende Polster- ungen in der OT und OST	Plattenware / sheet goods	10502002*	hautfarben	skin coloured	2,0 1.000 x 1.000
			10502003*	hautfarben	skin coloured	3,0 1.000 x 1.000
			10502004*	hautfarben	skin coloured	4,0 1.000 x 1.000
			10502008*	hautfarben	skin coloured	8,0 1.000 x 1.000
			10502010*	hautfarben	skin coloured	10,0 1.000 x 1.000
			10502102**	hautfarben	skin coloured	2,0 1.000 x 1.000
			10502103**	hautfarben	skin coloured	3,0 1.000 x 1.000
			10502104**	hautfarben	skin coloured	4,0 1.000 x 1.000
			10502105**	hautfarben	skin coloured	5,0 1.000 x 1.000
			10502106**	hautfarben	skin coloured	6,0 1.000 x 1.000
			10502108**	hautfarben	skin coloured	8,0 1.000 x 1.000
			10502110**	hautfarben	skin coloured	10,0 1.000 x 1.000



**Cellular
rubber**

Cellular rubber,
easy to grind and to glue, closed-cell,
good ability to return to original position,
two-sided without skin,
* = hardness: approx. 10° - 15° Shore A,
* = weight: ca. 0.20 g/cm³,
** = hardness: approx. 20° - 25° Shore A,
** = weight: approx. 0.22 g/cm³
application:
for many cushioning applications in orthopaedics
and orthopaedic shoemaking


Zellkautschuk	Zellkautschuk, elastisch, weich, mittlere Festigkeit, gute Rückstellfähigkeit Anwendung: viele vorkommende Polster- ungen in der OT und OST	Plattenware / sheet goods	B1005720	rot	red	2,0 1.000 x 1.000
			B1005721	rot	red	3,0 1.000 x 1.000
			B1005724	rot	red	6,0 1.000 x 1.000
			B1005725	rot	red	8,0 1.000 x 1.000
			B1005726	rot	red	10,0 1.000 x 1.000



**Cellular
rubber**

Cellular rubber,
elastic, soft, medium firm,
good ability to return to original position
application:
for many cushioning applications in orthopaedics
and orthopaedic shoemaking

Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
ZK Platten	Zellkautschuk, softig, sehr weich, gut verarbeitbar, gelartig, gute Rückstellfähigkeit, dauerhaft gute Polsterwirkung, beidseitig ohne Haut Anwendung: viele vorkommende Polsterungen in der OT und OST	10502840	schwarz	black	2,0 1.600 x 1.000
		10502841	schwarz	black	3,0 1.600 x 1.000
		10502842	schwarz	black	4,0 1.600 x 1.000
		10502843	schwarz	black	5,0 1.600 x 1.000
		10502844	schwarz	black	6,0 1.600 x 1.000
		10502845	schwarz	black	8,0 1.600 x 1.000
		10502846	schwarz	black	10,0 1.600 x 1.000
		10502848	schwarz	black	14,0 1.600 x 1.000

ZK sheets Cellular rubber,
soft, easy to process,
good ability to return to original position,
two-sided without skin
application:
for many cushioning applications in orthopaedics
and ortopaedic shoemaking




Schwamm- gummi	Zellkautschuk, mittelfest, softig, sehr weich, gut verarbeitbar, gelartig, gute Rückstellfähigkeit, dauerhaft gute Polsterwirkung, beidseitig ohne Haut Anwendung: viele vorkommende Polsterungen in der OT und OST	10502954	rot	red	4,0 1.250 x 800
		10502956	rot	red	6,0 1.250 x 800
		10502950	rot	red	10,0 1.250 x 800

**Sponge
rubber** Cellular rubber,
medium firm, soft, easy to process,
good ability to return to original position,
two-sided without skin
application:
for many cushioning applications in orthopaedics
and ortopaedic shoemaking

Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
Zellvulkollan hart	PU-Schaumstoff, offenzellig, nicht thermoplastisch verformbar, sehr gute Rückstellkraft, sehr hohe Reißfestigkeit, praktisch ermüdungsfrei, beidseitig ohne Haut, Härte: ca. 35° - 45° Shore A, Gewicht: ca. 0,50 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Vorfußersatz usw.	53003310	weiss	white	3,0 500 x 250
		53003350	weiss	white	5,0 500 x 250
Cell vulcollan hard	PU foam, open-pore-cell, not thermoformable, good ability to return to original position, resistant to tearing, almost fatigue-proof, two-sided without skin, hardness: approx. 35° - 45° Shore A, weight: approx. 0.50 g/cm³ application: foot orthotics and footbeds, forefoot alternative etc.				

Plattenware / sheet goods



Porella	Schaumstoff auf Polyurethanbasis, offenporige Zellstruktur, unbesäumt, einfache Verarbeitung, luftdurchlässig, extrem leicht, alterungsbeständig, mit Klebegel arbeiten, Gewicht: ca. 0,045 g/cm³, * = selbstklebend ** = selbstklebend mit Perlonnetz Anwendung: leichte Polsterungen am Schaft (Zungen- und Quartierpolster usw.)	Ifm.-Ware / yard goods	10505080	weiss	white	8,0 1.500 x 1.000
			10505045*	weiss	white	3,0 1.500 x 1.000
			B1005754*	weiss	white	4,0 1.500 x 1.000
			10505055*	weiss	white	5,0 1.500 x 1.000
			10505056*	weiss	white	6,0 1.500 x 1.000
			10505074**	weiss	white	4,0 1.500 x 1.000
			10505076**	weiss	white	6,0 1.500 x 1.000
			10505078**	weiss	white	8,0 1.500 x 1.000



Porella	Foam material based on polyurethane, open-pore cell structure, unhemmed, easy handling, air-permeable, extremely light weight, resistant of ageing, to glue with gel, weight: approx. 0.045 g/cm³, * = self adhesive ** = self adhesive with Perlon mesh application: for light cushioning in the shaft, such as tongue and quarter cushions etc.				
---------	--	--	--	--	--

Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm		
Latex Schaum- gummi	Auf Basis von SyntheselateX, feinporig, gut schleif- und klebbar, einfache Weiterverarbeitung, dauerhaft gute Polsterwirkung, atmungsaktiv Anwendung: für viele Polsterungen in der OT und OST, z.B. Schaftpolster, Fersenpolster, Zungenpolster usw.						
Latex foam rubber	Based on synthetic latex, fine-porous, easy to grind and to glue, easy handling for further processing, lasting good cushioning effect, air-permeable application: for many cushionings in orthopaedics and othopaedic shoemaking, e.g. for shaft cushions, heel cushions, tongue cushions etc.						
	Softig weiche Einstellung, beste Feuchtigkeitsauf- nahme und -abgabe, trägerlos, Gewicht: ca. 0,15 g/cm³ Soft adjustment, best absorption and discharge of moisture, no carrier, weight: approx. 0.15 g/cm³	qm-Ware / sqm goods	10502403	weiss	white	3,0	1.500 x 1.000
			10502405	weiss	white	5,0	1.500 x 1.000
			B1005755	orange	orange	3,0	1.500 x 1.000
			B1005757	orange	orange	5,0	1.500 x 1.000
			B1005758	orange	orange	6,0	1.500 x 1.000
			B1005760	orange	orange	10,0	1.500 x 1.000
	Festere Einstellung, beste Feuchtigkeitsauf- nahme und -abgabe, mit Textilkaschierung, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ More solid adjustment, best absorption and discharge of moisture, with textile backing, weight: approx. 0.20 g/cm³	Plattenware / sheet goods	10502702	rosa	pink	2,0	1.500 x 1.000
			10502703	rosa	pink	3,0	1.500 x 1.000
			10502704	rosa	pink	4,0	1.500 x 1.000
			10502705	rosa	pink	5,0	1.500 x 1.000
			10502706	rosa	pink	6,0	1.500 x 1.000
			10502708	rosa	pink	8,0	1.500 x 1.000
			10502710	rosa	pink	10,0	1.500 x 1.000
	Softig weiche Einstellung, mit Textilkaschierung, Gewicht: ca. 0,15 g/cm³ Soft adjustment, with textile backing, weight: approx. 0.15 g/cm³	qm-Ware / sqm goods	10502833	weiss	white	3,0	1.500 x 1.000
			10502834	weiss	white	4,0	1.500 x 1.000
			10502835	weiss	white	5,0	1.500 x 1.000
			10502836	weiss	white	6,0	1.500 x 1.000
	Softig weiche Einstellung, mit Textilkaschierung, perforiert, Gewicht: ca. 0,15 g/cm³ Soft adjustment, with textile backing, perforated weight: approx. 0.15 g/cm³	lfn.-Ware / yard goods	10502940	grün	green	3,8	1.500 x 1.000

Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
Savilux	EVA Schaum, sehr leicht, hervorragend thermoplastisch verformbar, gute Verarbeitung, Verformung: ca. 90° - 110°C, Gewicht: ca. 0,16 g/cm ³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau	53002003	hautfarben	skin coloured	3,0 1.000 x 560
		53002004	hautfarben	skin coloured	4,0 1.000 x 560
		53002008	hautfarben	skin coloured	8,0 1.000 x 560
Savilux	EVA foam, extremely light weight, excellent thermoformable, easy handling, for making shoe insoles and bedding constructions, thermoforming at: approx. 90° - 110°C, weight: approx. 0.16 g/cm ³ application: foot orthotics and footbeds				

Plattenware / sheet goods



Marilon	Polstermaterial aus Leichtzell EVA, geschlossen zellig, sehr leicht, sehr gut schleiffähig Härte: ca. 35°/40° Shore A Gewicht: ca. 0,16 g/qm ³ Verformung: ca. 100° - 130°C Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau	B1005806	grün	green	4,0 590 x 950
		B1005808	grün	green	8,0 590 x 950
		B1005809	grün	green	10,0 590 x 950
Marilon	Padding materials of EVA light cell, closed-cell, light weight, easily ground hardness: approx. 35°/40° Shore A weight: approx. 0.16 g/qm ³ thermoforming at: approx. 100° - 130°C application: foot orthotics and footbeds				

Plattenware / sheet goods



Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm	
ARU®ped 18	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, geschlossen zellig, abwaschbar, besonders geeignet für Diabetikerversorgung, sehr leicht und weich, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 18° Shore A, Gewicht: ca. 0,09g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Formelemente, Dämpfungen	10340002	hautfarben	skin coloured	2,0	935 x 640
		10340003	hautfarben	skin coloured	3,0	935 x 640
		10340004	hautfarben	skin coloured	4,0	935 x 640
		10340005	hautfarben	skin coloured	5,0	935 x 640
		10340006	hautfarben	skin coloured	6,0	935 x 640
		10340008	hautfarben	skin coloured	8,0	935 x 640
		10340010	hautfarben	skin coloured	10,0	935 x 640
		10340012	hautfarben	skin coloured	12,0	935 x 640
		10340024	hautfarben	skin coloured	24,0	935 x 640
		10340090	hautfarben	skin coloured	30,0	935 x 640
		10340066*	hautfarben	skin coloured	6,0	935 x 640

*=perforiert

ARU®ped 18	EVA light cell, ground both sides, closed-cell, washable, specially suited for diabetic treatment, very light and soft, good resilience, high walking comfort, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: approx. 18° Shore A, weight: approx. 0.09 g/cm³ application: footbeds, foot orthotics, forming components, damping
------------	---

* = perforated



ARU®ped 22	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, geschlossen zellig, abwaschbar, besonders geeignet für Diabetikerversorgung , sehr leicht und weich, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 22° Shore A, Gewicht: ca. 0,12 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Formelemente, Dämpfungen	10340032	hautfarben	skin coloured	2,0	1.080 x 650
		10340033	hautfarben	skin coloured	3,0	1.080 x 650
		10340034	hautfarben	skin coloured	4,0	1.080 x 650
		10340036	hautfarben	skin coloured	6,0	1.080 x 650
		10340038	hautfarben	skin coloured	8,0	1.080 x 650
		10340040	hautfarben	skin coloured	10,0	1.080 x 650
		10340042	hautfarben	skin coloured	12,0	1.080 x 650
		10340051	hautfarben	skin coloured	24,0	1.080 x 650
		10340091	hautfarben	skin coloured	30,0	1.080 x 650
		10340073*	hautfarben	skin coloured	3,0	820 x 840
		10340074*	hautfarben	skin coloured	4,0	1.080 x 650

*=perforiert

ARU®ped 22	EVA light cell, ground both sides, closed-cell, washable, specially suited for diabetics , very light and soft, good resilience, high walking comfort, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: approx. 22° Shore A, density: approx. 0.12 g/cm³ application: footbeds, foot orthotics, forming components, damping
------------	---

* = perforated

Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU [®] ped 25	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, geschlossen zellig, abwaschbar, besonders geeignet für Diabetikerversorgung, sehr leicht und weich, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 25° Shore A, Gewicht: ca. 0,23 g/cm ³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Formelemente, Dämpfungen	10340052	hautfarben	skin coloured	2,0 1.000 x 600
		10340053	hautfarben	skin coloured	3,0 1.000 x 600
		10340054	hautfarben	skin coloured	4,0 1.000 x 600
		10340056	hautfarben	skin coloured	6,0 1.000 x 600
		10340058	hautfarben	skin coloured	8,0 750 x 780
		10340059	hautfarben	skin coloured	10,0 1.000 x 600
		10340061	hautfarben	skin coloured	24,0 750 x 780
		10340092	hautfarben	skin coloured	30,0 1.000 x 600

ARU[®]ped 25 EVA light cell,
ground both sides,
closed-cell, washable,
specially suited for diabetics,
very light and soft,
good resilience,
high walking comfort,
thermoforming at: approx. 120 - 170°C,
hardness: approx. 25° Shore A,
weight: approx. 0.23 g/cm³
application:
footbeds, foot orthotics,
forming components, damping



ARU [®] ped Premium	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, geschlossen zellig, abwaschbar, besonders geeignet für Diabetikerversorgung, extrem rückstellfähig, absolut schleifstaubarm, sehr gute Polstereigenschaften, sehr hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 25° Shore A Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Polster aller Art (z.B. Knöchelpolster, Fersensporn, Entlastungspolster usw.)	10340252	hautfarben	skin coloured	2,0 950 x 1.080
		10340253	hautfarben	skin coloured	3,0 950 x 1.080
		10340254	hautfarben	skin coloured	4,0 950 x 1.080
		10340256	hautfarben	skin coloured	6,0 950 x 1.080
		10340258	hautfarben	skin coloured	8,0 950 x 1.080


ARU[®]ped
Premium EVA light cell,
ground both sides,
closed-cell, washable,
specially suited for diabetics,
slide abrasive dust (antistat)
very high resilience,
excellent cushion quality,
high walking comfort,
thermoforming at: approx. 120 - 170°C,
hardness: approx. 25° Shore A
application:
footbeds, foot orthotics,
ankle padding, heel spur,
relieving pad etc.




Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
ARU®reboflex	Sehr rückstellfähiges EVA-Polstermaterial mit Gel-Charakter, hochelastisch und hochflexibel, gut anformbar, Härte: ca. 20° Shore A	10340503	hautfarben	skin coloured	3,0 1.020 x 930
		10340504	hautfarben	skin coloured	4,0 1.020 x 930
ARU®reboflex	EVA padding material, very high resilience, with gel characteristic, high flexible, good forming hardness: approx. 20° Shore A	10340403	hautfarben	skin coloured	3,0 6,8 m x 12 cm
		10340406	hautfarben	skin coloured	6,0 3,4 m x 12 cm




ARU®Skyflex	sehr hochwertiges, extrem leichtes und äußerst rückstellfähiges Polster- und Bettungsmaterial, Härte: ca. 20° Shore A	10340602	celeste blau	celeste blue	2,0 1.000 x 925
		10340603	celeste blau	celeste blue	3,0 1.000 x 925
		10340604	celeste blau	celeste blue	4,0 1.000 x 925
		10340606	celeste blau	celeste blue	6,0 1.000 x 925
		10340608	celeste blau	celeste blue	8,0 1.000 x 925
ARU®Skyflex	high-quality material, extremely light weight, excellent resilience padding and bedding material, hardness: approx. 20° Shore A	10340810	celeste blau	celeste blue	10,0 1.850 x 1.000




ARU®Skyflex	sehr hochwertiges, extrem leichtes und äußerst rückstellfähiges Polster- und Bettungsmaterial, Härte: ca. 30° Shore A	10340702	dunkelblau	dark blue	2,0 1.050 x 900
		10340703	dunkelblau	dark blue	3,0 1.050 x 900
		10340704	dunkelblau	dark blue	4,0 1.050 x 900
		10340706	dunkelblau	dark blue	6,0 1.050 x 900
		10340708	dunkelblau	dark blue	8,0 1.050 x 900
ARU®Skyflex	high-quality material, extremely light weight, excellent resilience padding and bedding material, hardness: approx. 30° Shore A				

Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
nora® Lunairmed	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, besonders geeignet für Diabetikerversorgung , sehr weich, hochelastisch, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, geschlossen zellig, abwaschbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 18° Shore A, Gewicht: ca. 0,08 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Polsterplatte im Innenschuh- bereich, Formelemente bei leichter Beanspruchung, Fußbettungen von Rheumatikern und Diabetikern *=perforiert	10503825	hautfarben	skin coloured	2,0 1.080 x 825
		10503793	hautfarben	skin coloured	3,0 1.080 x 825
		10503794	hautfarben	skin coloured	4,0 1.080 x 825
		10503795	hautfarben	skin coloured	5,0 1.080 x 825
		10503796	hautfarben	skin coloured	6,0 1.080 x 825
		10503798	hautfarben	skin coloured	8,0 1.080 x 825
		10503800	hautfarben	skin coloured	10,0 1.080 x 825
		10503812	hautfarben	skin coloured	12,0 1.080 x 825
		10503824	hautfarben	skin coloured	24,0 1.080 x 825
		10503842*	hautfarben	skin coloured	2,0 1.080 x 825
		10503843*	hautfarben	skin coloured	3,0 1.080 x 825
		10503844*	hautfarben	skin coloured	4,0 1.080 x 825
		10503846*	hautfarben	skin coloured	6,0 1.080 x 825
		10503854	anthrazit	anthracite	2,0 1.080 x 825
		10503855	anthrazit	anthracite	3,0 1.080 x 825
		10503856	anthrazit	anthracite	4,0 1.080 x 825
		10503837	hellblau	light blue	2,0 980 x 640
		10503838	hellblau	light blue	3,0 1.080 x 825
		10503839	hellblau	light blue	4,0 1.080 x 825
		10503841	hellblau	light blue	6,0 1.080 x 825
nora® Lunairmed	EVA light cell, two-sided ginded, specially suited for diabetics , very soft, high elastically, good resilience, high walking comfort, closed-cell, washable, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: approx. 18° Shore A, weight: approx. 0.08 g/cm³ application: footbeds, foot orthotics, forming components, padding plate for inner shoes, footbeds for rheumatics and diabetics * = perforated	10503895	weiß	white	5,0 1.080 x 825
		10503898	weiß	white	10,0 1.080 x 825




nora® Lunairflex	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, besonders geeignet für Diabetikerversorgung , weich, hochelastisch, gutes Rückstellvermögen, geschlossen zellig, abwaschbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 22° Shore A, Gewicht: ca. 0,12 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Polsterplatte im Innenschuh- bereich usw. *=perforiert	Plattenware / sheet goods	10503782	hautfarben	skin coloured	2,0 1.200 x 750
			10503783	hautfarben	skin coloured	3,0 1.200 x 750
			10503784	hautfarben	skin coloured	4,0 1.200 x 750
			10503785	hautfarben	skin coloured	5,0 1.200 x 750
			10503786	hautfarben	skin coloured	6,0 1.200 x 750
			10503788	hautfarben	skin coloured	8,0 1.200 x 750
			10503790	hautfarben	skin coloured	10,0 980 x 640
			10503791	hautfarben	skin coloured	12,0 1.200 x 750
			10503862*	hautfarben	skin coloured	2,0 980 x 640
			10503863*	hautfarben	skin coloured	3,0 980 x 640
			10503763	hellblau	light blue	3,0 1.200 x 750
			10503764	hellblau	light blue	4,0 1.200 x 750
			10503766	hellblau	light blue	6,0 1.200 x 750



nora® Lunairflex	EVA light cell, two-sided grinded, specially suited for diabetics , soft, high elastically, good resilience, closed-cell, washable, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: approx. 22° Shore A, weight: approx. 0.12 g/cm³ application: footbeds, foot orthotics, padding plate for inner shoes etc. * = perforated
---------------------	--

Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description		Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm	
nora® Lunalastic	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, sehr gute Polstereigenschaften, hohes Rückstellvermögen, sehr gute Reißfestigkeit, geschlossen zellig, abwaschbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 25° Shore A, Gewicht: ca. 0,23 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Polstermaterial für Weichbettungs-Einlagen, Polsterlagerung für Fersensporen *=perforiert	Plattenware / sheet goods	10503952	hautfarben	skin coloured	2,0	1.150 x 750
			10503953	hautfarben	skin coloured	3,0	1.150 x 750
			10503954	hautfarben	skin coloured	4,0	1.150 x 750
			10503956	hautfarben	skin coloured	6,0	1.150 x 750
			10503958	hautfarben	skin coloured	8,0	1.150 x 750
			10503959	hautfarben	skin coloured	10,0	1.150 x 750
			10503963*	hautfarben	skin coloured	3,0	750 x 575
			10503964*	hautfarben	skin coloured	3,0	1.150 x 750
			10503944	hellblau	light blue	4,0	1.150 x 750
			10503946	hellblau	light blue	6,0	1.150 x 750
			10503948	hellblau	light blue	8,0	1.150 x 750
			10503968	gelb	yellow	3,0	1.150 x 750
			10503969	gelb	yellow	4,0	1.150 x 750
			10503971	gelb	yellow	6,0	1.150 x 750
nora® Lunalastic	EVA light cell, two-sided ginded, excellent cushioning, high resilience, resistant to tearing, closed-cell, washable, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: approx. 25° Shore A, weight: approx. 0.23 g/cm³ application: footbeds, foot orthotics, for soft-padded foot supports, padding plate for heel spur * = perforated		10503972	gelb	yellow	8,0	1.150 x 750



nora® Astro med 10	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, extrem weich, exzellente Rückstellfähigkeit und Polstereigenschaften, geprüfte und zertifizierte Hautverträglichkeit (Institut Fresenius), Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 10° Shore A, Gewicht: ca. 0,27 g/cm³ Anwendung: Polstermaterial in der Orthetik und Prothetik, Fersenpolster, Vorfußpolster, Polsterschicht für diabetische Fußbettung, vielseitig einsetzbar	10503980	vanilla	vanilla	2,0	1.050 x 700
		10503973	vanilla	vanilla	3,0	1.050 x 700
		10503974	vanilla	vanilla	4,5	1.050 x 700
		10503976	vanilla	vanilla	6,0	1.050 x 700
		10503979	vanilla	vanilla	9,0	1.050 x 700
nora® Astro med 10	EVA light cell, ground both sides, extremely soft, high elastically, excellent resilience and cushioning, proofed and certified compatibility with the skin (Institut Fresenius) thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: approx. 10° Shore A, weight: approx. 0.27 g/cm³ application: padding material for orthotic and prothetic, heel padding, forefoot padding, padding layer for diabetic footbeds, wide variety of applications					

Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
nora® Astro form 8	Leichtzellkautschuk, extrem weich, hohe Rückstellfähigkeit, optimale Stoßdämpfung, hygienisch, desinfizierbar, hervorragende Klebeeigenschaften, geprüfte und zertifizierte Hautverträglichkeit (Institut Fresenius), Verformung: ca. 110° - 130°C, Gewicht: ca. 0,17 g/cm³ Anwendung: Polstermaterial in der Orthetik und Prothetik, Fersenpolster, Vorfußpolster, Polsterschicht für diabetische Fußbettung, vielseitig einsetzbar	10503693	eisblau	ice blue	3,0 800 x 580
		10503694	eisblau	ice blue	4,0 800 x 580
		10503696	eisblau	ice blue	6,0 800 x 580
		10503698	eisblau	ice blue	8,0 800 x 580

Plattenware / sheet goods



nora® Astro form 8	Light cell rubber, extremely soft, high resilience, optimal shock absorbing, hygienic condition, can be disinfected, proofed and certified compatibility with the skin (Institut Fresenius) thermoforming at: approx. 110 - 130°C, weight: approx. 0.17 g/cm³ application: padding material for orthotic and prothetic, heel padding, forefoot padding, padding layer for diabetic footbeds, wide variety of applications
-----------------------	--


nora® Astro form 15	Leichtzellkautschuk, sehr weich, gute Rückstell- fähigkeit, formstabil, hygienisch, abwaschbar, hervorragende Klebeeigenschaften Verformung: ca. 110° - 130°C, Gewicht: ca. 0,32 g/cm³ Anwendung: Polstermaterial in der Orthetik und Prothetik, Fersenpolster, Vorfußpolster, Polsterschicht für diabetische Fußbettung, vielseitig einsetzbar	10503664	himmelblau	sky blue	4,0 840 x 520
		10503666	himmelblau	sky blue	6,0 840 x 520

Plattenware / sheet goods



nora® Astro form 15	Light cell rubber, light cellular rubber, very soft, high permanent resilience, hygienically, washable thermoforming at: approx. 110 - 130°C, weight: approx. 0.32 g/cm³ application: padding material for orthotic and prothetic, heel padding, forefoot padding, padding layer for diabetic footbeds, wide variety of applications
------------------------	---

Polstermaterial / Padding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	-------------------

Elf 18 medical blue



Leichtzell-EVA,
beidseitig geschliffen,
hervorragende Rückstellkraft,
hautverträglich,
hohe Stabilität, abwaschbar,
optimale Verarbeitung
Verformung: ca. 130°C
Härte: ca. 18° Shore A,
Gewicht: ca. 0,10 g/cm³
Anwendung:
Bettungen, Einlagen,
Polstermaterial in der
Orthetik und Prothetik,
Fersenpolster, Vorfußpolster,
Polsterschicht für
diabetische Fußbettung,
vielseitig einsetzbar

Plattenware / sheet goods

10311163	blau	blue	3,0	800 x 850
10311166	blau	blue	6,0	800 x 850



Elf 18 medical blue

SG-tested,
skin tolerance
dermatologically
tested with
patch tests

EVA light cell, ground both sides, excellent resilience,
skin tolerant, high stability, washable, easy to handle,
thermoforming at: approx. 130°C
hardness: approx. 18° Shore A,
weight: approx. 0.10 g/cm³
application:
footbeds, foot orthotics, padding material for orthotic and prothetic,
heel padding, forefoot padding, padding layer for diabetic footbeds,
wide variety of applications



ELF 18



Leichtzell-EVA,
beidseitig geschliffen,
hervorragende Rückstellkraft,
hautverträglich,
hohe Stabilität, abwaschbar,
optimale Verarbeitung
Verformung: ca. 130°C
Härte: ca. 18° Shore A,
Gewicht: ca. 0,10 g/cm³
Anwendung:
Bettungen, Einlagen,
Polstermaterial in der Orthetik
und Prothetik, Fersenpolster,
Vorfußpolster, Polsterschicht
für diabetische Fußbettung,
vielseitig einsetzbar

Plattenware / sheet goods

10311182	hautfarben	skin coloured	2,0	800 x 850
10311183	hautfarben	skin coloured	3,0	800 x 850
10311184	hautfarben	skin coloured	4,0	800 x 850
10311186	hautfarben	skin coloured	6,0	800 x 850
10311213*	hautfarben	skin coloured	3,0	800 x 850

*=perforiert



ELF 18

SG-tested,
skin tolerance
dermatologically
tested with
patch tests

EVA light cell,
ground both sides, excellent resilience,
skin tolerant, high stability, washable,
easy to handle,
thermoforming at: approx. 130°C
hardness: approx. 18° Shore A,
weight: approx. 0.10 g/cm³
application:
footbeds, foot orthotics, padding material for orthotic and prothetic,
heel padding, forefoot padding, padding layer for diabetic footbeds,
wide variety of applications

*= perforated

Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	--

ELF 25	Leichtzell-EVA, beidseitig geschliffen, hervorragende Rückstellkraft, hautverträglich, hohe Stabilität, abwaschbar, optimale Verarbeitung Verformung: ca. 130°C Härte: ca. 25° Shore A, Gewicht: ca. 0,15 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Polstermaterial in der Orthetik und Prothetik, Fersenpolster, Vorfußpolster, Polsterschicht für diabetische Fußbettung, vielseitig einsetzbar	10311253	hautfarben	skin coloured	3,0 750 x 800
		10311254	hautfarben	skin coloured	4,0 760 x 640
		10311256	hautfarben	skin coloured	6,0 750 x 600



Plattenware / sheet goods



ELF 25	EVA light cell, ground both sides, excellent resilience, skin tolerant, high stability, washable, easy to handle, thermoforming at: approx. 130°C hardness: approx. 25° Shore A, weight: approx. 0.15 g/cm³ application: footbeds, foot orthotics, padding material for orthotic and prothetic, heel padding, forefoot padding, padding layer for diabetic footbeds, wide variety of applications
--------	--

SG-tested,
skin tolerance
dermatologically
tested with
patch tests



Vibram 8710 Vi-Pod	Leichtzell-EVA/PU- Kombination, beidseitig geschliffen, antifungizit, antibakteriell, sehr gut hautverträglich, thermisch verformbar, sehr hohe Rückstellkraft, schockabsorbierend, Verformung: ca. 90°C, Härte: ca. 18° - 23° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 - 0,28 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, sehr vielseitig einsetzbar	10480016	hautfarben	skin coloured	6,0 800 x 500
-----------------------	---	----------	------------	---------------	---------------

Plattenware / sheet goods



Vibram 8710 Vi-Pod	EVA light cell/PU combination, ground both sides, antifungal, antibacterial, skin tolerant, thermoformable, excellent resilience, shock absorbing, thermoforming at: approx. 90°C, hardness: approx. 18° - 23° Shore A, weight: approx. 0.20 - 0.28 g/cm³ application: footbeds, foot orthotics, for many cushionings
-----------------------	---



Polstermaterial / Padding materials




Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
Thermofix	Leichtzell-EVA, beidseitig geschliffen, körperfreundlich, extrem tiefziehbar, sehr leicht, formstabil, sehr gut verarbeitbar, Verformung: ca. 90° - 100°C, Härte: ca. 45° Shore A Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Badeschuhe, Sportbereich	10930003	weiss	white	3,00 520 x 900
		10930004	weiss	white	4,00 520 x 900
		10930006	weiss	white	6,00 520 x 900
		10930010	weiss	white	10,00 520 x 900
		10930102	weiss	white	2,0 1.560 x 900
		10930103	weiss	white	3,00 1.560 x 900
		10930104	weiss	white	4,00 1.560 x 900
		10930106	weiss	white	6,00 1.560 x 900
		10930110	weiss	white	10,00 1.560 x 900
		10940110	korky	corky	10,00 1.560 x 900
Thermofix	EVA light cell, ground both sides, bodyfriendly, extremely thermoforming, light weight, stable in shape, easy so handle, thermoforming at: approx. 90° - 100°C, hardness: approx. 45° Shore A application: footbeds, foot orthotics, bathing slippers, sportshoes	10940114	korky	corky	14,00 1.560 x 900

Plattenware / sheet goods



Polstermaterial / Padding materials

Artikel Article	Beschreibung Description		Artikel-Nr. Article no.		Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
Pryx	Leichtzell-EVA, beidseitig geschliffen, körperfreundlich, extrem tiefziehbar, sehr leicht, formstabil, sehr gut verarbeitbar, Verformung: ca. 90° - 100°C, Härte: ca. 45° Shore A Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Badeschuhe, Sportbereich	Plattenware / sheet goods	64000003	weiss	white	3,0	0,5 m²
			64000004	weiss	white	4,0	0,5 m²
			64000006	weiss	white	6,0	0,5 m²
			64000008	weiss	white	8,0	0,5 m²
			64000010	weiss	white	10,0	0,5 m²
			64000104	weiss	white	4,0	1,5 m²
			64000106	weiss	white	6,0	1,5 m²
			64000204	korky	corky	4,0	0,5 m²
			64000206	korky	corky	6,0	0,5 m²
			64000210	korky	corky	10,0	0,5 m²
Pryx	EVA light cell, ground both sides, bodyfriendly, extremely thermoforming, light weight, stable in shape, easy so handle, thermoforming at: approx. 90° - 100°C, hardness: approx. 45° Shore A application: footbeds, foot orthotics, bathing slippers, sportshoes	Plattenware / sheet goods	64000303	korky	corky	3,0	1,5 m²
			64000304	korky	corky	4,0	1,5 m²
Pryx 18	Beschreibung und Anwendung wie Pryx, Härte: ca. 18° Shore A, speziell für Diabetikerversorgung	Plattenware / sheet goods	64000606	weiss	white	6,0	0,5 m²
			64000610	weiss	white	10,0	0,5 m²
			64000803	korky	corky	3,0	0,5 m²
			64000806	korky	corky	6,0	0,5 m²
			64000810	korky	corky	10,0	0,5 m²
			64000903	korky	corky	3,0	1,5 m²
Pryx 18	Description and application like Pryx, hardness: approx. 18° Shore A, specially for diabetic treatment		64000906	korky	corky	6,0	1,5 m²
Pryx 25	Beschreibung und Anwendung wie Pryx, Härte: ca. 25° Shore A, speziell für Diabetikerversorgung	Plattenware / sheet goods	64001006	korky	corky	6,0	0,5 m²
			64001010	korky	corky	10,0	0,5 m²
			64001210	weiss	white	10,0	0,5 m²
Pryx 25	Description and application like Pryx, hardness: approx. 25° Shore A, specially for diabetic treatment						
Pryx antistatisch	Beschreibung und Anwendung wie Pryx, antistatische Ausführung	Plattenware / sheet goods	64000403	schwarz	black	3,0	0,5 m²
			64000406	schwarz	black	6,0	0,5 m²
			64000410	schwarz	black	10,0	0,5 m²
			64000506	schwarz	black	6,0	1,5 m²
Pryx antistatic	Description and application like Pryx, antistatic performance						



Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	-------------------------

X2 soft	PU-Schaumstoff, einseitig rau, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, sehr geringes Eigengewicht, hautfreundlich, sehr gut verarbeitbar Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker- versorgung	31109030	maroon	maroon	3,0 1.370 x 1.000
		31109060*	maroon	maroon	6,0 1.370 x 1.000

qm-Ware / sqm goods

X2 soft	* = beidseitig glatt	31109031	maroon	maroon	3,0 20 m x 11 cm
---------	----------------------	----------	--------	--------	------------------

Rollenware / Roll goods

PU foam,
one-sided rough, delayed speed
of returning to original
position, excellent soft bedding,
very low own weight,
kind to the skin,
easy to handle
application:
footbeds, foot orthotics,
specially for diabetic treatment

* = two-sided smooth

X2 soft medium	PU-Schaumstoff, einseitig rau, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, sehr geringes Eigengewicht, hautfreundlich, sehr gut verarbeitbar Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker- versorgung	31109530	petrol	petrol	3,0 1.370 x 1.000
		31109560*	petrol	petrol	6,0 1.370 x 1.000

qm-Ware / sqm goods

* = beidseitig glatt

PU foam,
one-sided rough, delayed
speed of returning to
original position, excellent
soft bedding, very low own
weight, kind to the skin,
easy to handle
application:
footbeds, foot orthotics,
specially for diabetic treatment

* = two-sided smooth



Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
ARU®foam Memo Plus	Memory Schaumstoff aus Latex, medium, leicht und luftig, atmungsaktiv, Feuchtigkeit aufnehmend, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, hautfreundlich.	31107600	blau	blue	3,5 1.500 x 1.000
	Der Memory-Effekt ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung auf die gesamte Fußsohle.	31107601	blau	blue	3,5 20 m x 11 cm
	Beim Tragen im Schuh passt sich die Sohle der individuellen Form des Fußes an. Diese Eigenschaft wird durch viskoelastisches Latex im Schaum erzielt.				



Die typische offene Zellstruktur vom Latex sorgt zum einen für die Atmungsaktivität und zum anderen erlaubt sie die Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Haut.

Anwendung:

Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung

ARU®foam Memo Plus Latex memory foam, medium, light and airy, breathable, absorbs moisture, delayed reset rate, outstanding soft footbed, skin-friendly.

The memory effect facilitates an even distribution of pressure throughout the sole of the foot.


When worn in the shoe, the sole adjusts to the individual shape of the foot. This property is achieved with viscoelastic latex in the foam.

Latex's typical open cell structure ensures breathability on the one hand, while also facilitating the absorption of moisture from the skin.

application:

footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment

ARU®foam lachs	PU-Schaumstoff, weich, extra leicht und luftig, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, hautfreundlich, einseitig rau Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung * = beidseitig rau ** = beidseitig glatt	qm-Ware / sqm goods	31106015	lachs	salmon	1,5	1.370 x 1.000
			31106016*	lachs	salmon	1,5	1.370 x 1.000
			31106025*	lachs	salmon	2,5	1.370 x 1.000
			31106030	lachs	salmon	3,0	1.370 x 1.000
			31106032*	lachs	salmon	3,0	1.370 x 1.000
			31106045	lachs	salmon	4,5	1.370 x 1.000
			31106060	lachs	salmon	6,0	1.370 x 1.000
			31106090**	lachs	salmon	9,0	1.370 x 1.000
ARU®foam salmon	PU foam, soft, extra-light and airy, delayed speed of returning to original position, excellent soft bedding, kind to the skin, easy to handle, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment * = two-sided rough ** = two-sided smooth	Rollenware / Roll goods	31106013*	lachs	salmon	1,5	20 m x 11 cm
			31106014	lachs	salmon	1,5	20 m x 11 cm
			31106031	lachs	salmon	3,0	20 m x 11 cm
			31106034*	lachs	salmon	3,0	20 m x 11 cm
			31106061	lachs	salmon	6,0	10 m x 11 cm



Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials



Artikel Article	Beschreibung Description		Artikel-Nr. Article no.		Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
ARU®foam Supersoft	PU-Schaumstoff, sehr weich und softig, sehr dehnfähig, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, hervorragende Weichbettung, sehr geringes Eigengewicht, hautfreundlich Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker- versorgung * =einseitig rau ** = beidseitig rau	qm-Ware / sqm goods	31105829**	rot	red	3,0	1.370 x 1.000
			31105830*	rot	red	3,0	1.370 x 1.000
			31105860*	rot	red	6,0	1.370 x 1.000
		Rollenware / Roll goods	31105831*	rot	red	3,0	20 m x 11 cm
			31105861*	rot	red	6,0	10 m x 11 cm
		ARU®foam supersoft	PU foam, very soft and smooth, very flexible, delayed speed of returning to original position, excellent soft bedding, very little own weight, kind to the skin, easy to handle application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment * = one-sided rough ** = two-sided rough				



PX-Absorb	PU-Schaumstoff mit verzögerter Rückstellgeschwindigkeit, weich, sehr langlebig, hohe Stoßabsorption Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker- versorgung	Plattenware / sheet goods	B1006000	gelb	yellow	3,0	1.370 x 1.000
			B1010368	gelb	yellow	4,5	1.370 x 1.000
			B1006001	gelb	yellow	6,0	1.370 x 1.000
PX-Absorb	PU foam with delayed speed of returning to original position, soft, very durable, high shock absorbing application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment						

Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
p ² absorb	p ² absorb ist ein hochwirksames Material zur effektiven Stoßdämpfung mit einer hohen Energieaufnahme Kapazität. Durch seine kompakte Struktur reduziert es die bei Belastung auftretenden Scherkräfte enorm. STOSSABSORBIEREND	31110422	grün	green	2,0 1.100 x 1.500
		31110423	grün	green	3,0 1.100 x 1.500
		31110424	grün	green	4,0 1.100 x 1.500
		31110426	grün	green	6,0 1.100 x 1.500

Plattenware / sheet goods

NEU
NEW

p² absorb

Nutzen (Patient)
Durch seine kompakte Struktur nimmt das p² absorb Kräfte auf und bildet keine Scherbewegungen. Der Auftritt wird stabil geführt, was insbesondere bei schnellen, dynamischen Bewegungen eine optimale Führung des Fußes garantiert.

p² absorb is a highly efficient material for the effective absorption of shock with a high energy absorption capacity. With its compact structure, it significantly reduces shear forces that occur under stress.

SHOCK-ABSORBENT

Benefit (patient)
With its compact structure, the p² absorb is able to absorb forces and does not produce shear movement. The step is guided steadily, which ensures optimal guidance for the foot in the case of quick, dynamic movements in particular.



Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU® Absorb	ARU® Absorb ist ein SEHR HOCH STOSSABSORBIERENDES Material, welches punktuell eingesetzt wird. Auftretende Scherkräfte und Belastungen werden reduziert.	10336002	rot	red	2,0 1.140 x 925
		10336003	rot	red	3,0 1.140 x 925
		10336004	rot	red	4,0 1.140 x 925
		10336006	rot	red	6,0 1.140 x 925
ARU® Absorb	ARU® Absorb is an EXTREMELY SHOCK-ABSORBENT material for use as needed. Any occurring shear forces and stress are reduced.				

Plattenware / sheet goods



P2-SR-12 Memoy- Schaum	PU-Schaumstoff mit verzögerter Rückstellgeschwindigkeit, weich, sehr langlebig Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung	B1005674	blau	blue	3,0 1.520 x 1.000
		B1005675	blau	blue	6,0 1.520 x 1.000
P2-SR-12 memoy- foam	PU foam with delayed speed of returning to original position, soft, very durable application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				

Plattenware / sheet goods



nora® Aerosorb M	Leichtzellkautschuk, mittel, bettende und gleichzeitig dämpfende Eigenschaften, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, schockabsorbierend, hygienisch, desinfizierbar, Verformung: ca. 110° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Schmetterlingsrolle, Fersen- und Vorfußpolster, Haglund-Polster, Polsterschicht für diabetes-adaptierte Fußbettung, Polster aller Art in der OT und OST	10503672	samtrot	velvet red	2,0 800 x 550
		10503673	samtrot	velvet red	3,0 800 x 550
		10503674	samtrot	velvet red	4,0 800 x 550
		10503676	samtrot	velvet red	6,0 800 x 550

Plattenware / sheet goods




nora® Aerosorb M	Light cell rubber, medium, bedding and damping characteristics, delayed speed of returning to original position, shock absorbing, hygienic condition, can be disinfected, thermoforming at: approx. 110° - 130°C application: footbeds, foot orthotics, butterfly soles, heel spur, forefoot cushioning, Haglund cushion, cushion material for diabetic adapted footbed, universal cushion for orthopaedics and orthodeadic shoemakers				
---------------------	---	--	--	--	--

Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
nora® Aerosorb W	Beschreibung und Anwendung wie Aerosorb M, weich und softig	10503682	lindgrün	lime green	2,0 820 x 580
		10503683	lindgrün	lime green	3,0 820 x 580
		10503686	lindgrün	lime green	6,0 820 x 580
		10503688	lindgrün	lime green	8,0 820 x 580
nora® Aerosorb W	Description and application like Aerosorb M, soft and smooth				

Plattenware / sheet goods



ARU®prene	Neoprene einseitig mit Jersey kaschiert, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, erfüllt alle Voraussetzungen für Diabetikerversorgung, hervorragende Polstereigenschaften, sehr gute Druckumverteilung Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung, punktuelle Druckentlastung (Fersensporn usw.)	31102007	royalblau	royal blue	2,0	2.300 x 1.350
		31102008	dunkelgrau	dark grey	2,0	2.300 x 1.350
		31102009	schwarz	black	2,0	2.300 x 1.350
		31101802	beige	beige	2,0	1.150 x 1.350
		31102100	beige	beige	2,0	2.300 x 1.350
		31102010	dunkelgrau	dark grey	3,0	2.300 x 1.350
		31102015	beige	beige	3,0	1.350 x 1.150
		31102016	schwarz	black	3,0	1.350 x 1.150
		31102017	royalblau	royal blue	3,0	1.350 x 1.150
		31102018	dunkelgrau	dark grey	3,0	1.350 x 1.150
		31102020	rot	red	3,0	1.350 x 1.150

Plattenware / sheet goods



ARU®prene Neoprene one-sided with jersey, padding-, footbed and cover material, useable for diabetic treatment, excellent cushioning properties, very good redistribution of pressure
application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment, selective pressure release (heel spur etc.)


onSteam® geprägt Poron	Diese Materialkombination aus dem Polstermaterial Poron und der Microfaser onSteam® verbindet die hervorragenden Eigenschaften dieser beiden Materialien miteinander. 100% atmungsaktiv, wärmeregulierend, geruchsabweisend, leichte Verarbeitung, sehr hoher Tragekomfort, waschbar Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau	31105440	schwarz	black	1,5	1.400 x 1.000
		31105443	schwarz	black	3,0	1.400 x 1.000
		31105460	hautfarben	skin coloured	1,5	1.400 x 1.000
		31105463	hautfarben	skin coloured	3,0	1.400 x 1.000
onSteam® embossed Poron	This material combination of Poron padding material and onSteam® micro fibre connect the excellent characteristics of these two materials. 100% breathable, regulating the temperature, odor resistant, easy to process, washable, best wearing comfort application: footbeds, foot orthotics	31105450	schwarz	black	1,5	20 m x 11 cm
		31105470	hautfarben	skin coloured	1,5	20 m x 11 cm
		31105473	hautfarben	skin coloured	3,0	20 m x 11 cm

qm-Ware / sqm goods

Rollenware / Roll goods



Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials



ARU®cover Carbon Point P2

Diese neue Materialkombination aus dem Polstermaterial P2 und ARU®cover Carbon Point verbindet die hervorragenden Eigenschaften dieser beiden Materialien miteinander. 100% atmungsaktiv, wärmeregulierend durch die Einarbeitung von Carbon, geruchsabweisend, antibakteriell, sehr zügig in alle Richtungen, sehr leicht, hoch abriebfest, rückseitig kaschiert mit PU-Folie, sehr gut verkleb- und verarbeitbar, sehr hoher Tragekomfort
Anwendung:
Einlagen- und Bettungsbau

ARU®cover Carbon Point P2

This new material combination of P2 padding material and ARU®cover Carbon Point connect the excellent characteristics of these two materials. 100% breathable, regulating the temperature by connected ARU®cover Carbon Point, odor resistant, antibacterial, very elastic in all directions, very light weight, high abrasion-resistant, back coating with PU film, excellent gluing characteristics, easy to process, best wearing comfort
application:
footbeds, foot orthotics

qm-Ware / sqm goods

Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10908010	beige	beige	1,5 1.380 x 1.000
10908012	beige	beige	3,0 1.380 x 1.000
10908030	blau	blue	1,5 1.380 x 1.000
10908032	blau	blue	3,0 1.380 x 1.000
10908050	grau	grey	1,5 1.380 x 1.000
10908052	grau	grey	3,0 1.380 x 1.000

Rollenware / Roll goods

Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
10908011	beige	beige	1,5 20 m x 11 cm
10908013	beige	beige	3,0 20 m x 11 cm
10908031	blau	blue	1,5 20 m x 11 cm
10908033	blau	blue	3,0 20 m x 11 cm
10908051	grau	grey	1,5 20 m x 11 cm
10908053	grau	grey	3,0 20 m x 11 cm



P2/Pigreco by schein

hervorragende Materialkombination für den Einlagen- und Bettungsbau zwischen P2 und unserer neuen Microfaser „Pigreco by schein“. Dieses Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial verbindet die Eigenschaften von P2 und Pigreco by schein und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kosteneinsparung.

P2/Pigreco by schein

Excellent material combination of P2 and the new microfiber "Pigreco by schein" to use for insoles and foot beddings. This padding, bedding and cover material combines the characteristics of P2 and Pigreco by schein and save time and costs.

qm-Ware / sqm goods

Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
31105700	beige	beige	1,0 1.370 x 1.000
31105702	beige	beige	2,0 1.370 x 1.000
31105704	beige	beige	3,0 1.370 x 1.000
31105710	schwarz	black	1,0 1.370 x 1.000
31105712	schwarz	black	2,0 1.370 x 1.000

Rollenware / Roll goods

Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
31105701	beige	beige	1,0 20 m x 11 cm
31105703	beige	beige	2,0 20 m x 11 cm
31105711	schwarz	black	1,0 20 m x 11 cm
31105713	schwarz	black	2,0 20 m x 11 cm

Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	--

P2/ARU®line	hervorragende Materialkombination für den Einlagen- und Bettungsbau zwischen P2 und ARU®line. Dieses Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial verbindet die Eigenschaften von P2 und ARU®line und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kosteneinsparung.	31105383	beige	beige	2,0 1.370 x 1.000
-------------	--	----------	-------	-------	-------------------

Excellent material combination of P2 and ARU®line to use for insoles and foot beddings. This padding, bedding and cover material combines the characteristics of P2 and ARU®line and save time and costs.

NEU
NEW



P2/Futterkalb	PU-Schaumstoff/Futterkalb Kombination, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, durch Kaschierung von P2 hautfarben 2,0 mm und Futterkalb 0,6 - 0,8 mm geprägt, verbinden sich die Eigenschaften dieser beiden Materialien und bieten damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis	31105580			2,0
---------------	--	----------	--	--	-----

Anwendung:

Einlagen- und Bettungsbau

P2/soft calf leather lining	Combination of PU foam/soft calf leather lining, padding-, footbed and cover material, combines the features of P2 skin coloured 2,0 mm and soft calf leather lining 0.6 - 0.8 mm moulded, save time and costs
-----------------------------	--

application:

footbeds, foot orthotics



ARU®pod/ Lai Porellina	PU-Schaumstoff/Kunstleder Kombination, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®pod und Lai Porellina und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, sehr hoher Tragekomfort, sehr gut verarbeitbar	31105390	hautfarben	skin coloured	1,5	1.500 x 1.000
		31105400	hautfarben	skin coloured	2,3	1.500 x 1.000
		31105402	hautfarben	skin coloured	3,0	1.500 x 1.000
		31105405	schwarz	black	2,3	1.400 x 1.000


Anwendung:

Einlagen- und Bettungsbau

ARU®pod/ Lai Porellina	Combination of PU foam/synthetic leather, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®pod and Lai Porellina, save time and costs, high walking comfort, easy handling	31105401	hautfarben	skin coloured	2,3	20 m x 11 cm
		31105406	schwarz	black	2,3	20 m x 11 cm

application:

footbeds, foot orthotics




Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials


	Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
   	ARU® X-Static Wabe mit P2	Silberionenstoff kaschiert mit P2, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, antibakteriell, geruchshemmend, thermodynamisch, antistatisch, reißfest und zügig, verbindet die Eigenschaften von P2 und X-Static und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau	qm-Ware / sqm goods 10900288	schwarz black	1,5	1.400 x 1.000
	ARU® X-Static Wabe with P2	Silver ions fabric laminated with P2, padding-, footbed and cover material, antibacterial, odour blocking, thermodynamical, antistatic, tear resistant, combines the features of P2 and X-Static, save time and costs application: footbeds, foot orthotics	Rollenware / Roll goods 10900291	schwarz black	NEU NEW 1,5	25 m x 11 cm
   	ARU® X-Static mit P2	Silberionenstoff kaschiert mit P2, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, antibakteriell, geruchshemmend, thermodynamisch, antistatisch, reißfest und zügig, verbindet die Eigenschaften von P2 und X-Static und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau	qm-Ware / sqm goods 10900290	schwarz black	1,5	1.390 x 1.000
	ARU® X-Static with P2	Silver ions fabric laminated with P2, padding-, footbed and cover material, antibacterial, odour blocking, thermodynamical, antistatic, tear resistant, combines the features of P2 and X-Static, save time and costs application: footbeds, foot orthotics	Rollenware / Roll goods 10900282	schwarz black	1,5	25 m x 11,5 cm

Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
Merino/P2	Diese Materialkombination aus Merinowolle und P2 verbindet die hervorragenden Eigenschaften dieser beiden Materialien miteinander. Geruchsneutralisierend (stinkt nicht, auch bei längerem Tragen), atmungsaktiv, thermoregulierend (wärmt bei Kälte und kühlt bei Hitze), pflegeleicht, sehr hoher Tragekomfort durch P2 Polster *= kaschiert mit Covertex	31105200	navyblau	navyblue	2,0 1.520 x 1.000
		31105201	navyblau	navyblue	2,0 25 m x 11 cm
		31105202*	navyblau	navyblue	2,1 25 m x 11 cm
Merino/P2	This material combination of merino wool and P2 unites the outstanding properties of both of these materials. Odour-neutralising (does not smell, even when worn for long periods), breathable, thermo-regulating (warms when cold and cools when hot), low-maintenance, very comfortable to wear thanks to P2 cushion *= coated with Covertex				

NEU
NEW



ARU®foam lachs X-Static Wabe	PU-Schaumstoff kaschiert mit X-Static Wabe, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam lachs und X-Static Wabe und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung	31106360	beige	beige	3,0 1.370 x 1.000
ARU®foam salmon X-Static Wabe	PU foam laminated with X-Static wabe, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®foam salmon and X-Static wabe, save time and costs application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	31106345	schwarz	black	1,5 20m x 11 cm



Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
ARU®foam lachs Drylex	PU-Schaumstoff kaschiert mit Drylex, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam lachs und Drylex und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker- versorgung	qm-Ware / sqm goods 31106130	beige	beige	3,0 1.370 x 1.000
ARU®foam salmon Drylex	PU foam with Drylex lamination, padding- , footbed and cover material, combines the features of ARU®foam salmon and Drylex save time and costs application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	Rollenware / Roll goods 31106131	beige	beige	3,0 20 m x 11 cm



ARU®foam lachs ARU®line	PU-Schaumstoff kaschiert mit ARU®line, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam lachs und ARU®line und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker- versorgung	qm-Ware / sqm goods 31106355	sand	sand	3,0 1.370 x 1.000
ARU®foam salmon ARU®line	PU foam with ARU®line lamination, padding- , footbed and cover material, combines the features of ARU®foam salmon and ARU®line, save time and costs application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				





ARU®foam lachs Lai Porellina	PU-Schaumstoff, perforiert kaschiert mit Lai Porellina, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam lachs und Lai Porellina und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker- versorgung	qm-Ware / sqm goods 31106431	hautfarben	skin coloured	3,0 1.370 x 1.000
ARU®foam salmon Lai Porellina	PU foam, perforated with Lai Porellina lamination, padding- , footbed and cover material, combines the features of ARU®foam salmon and Lai Porellina, save time and costs application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				

Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
ARU®foam lachs Dryspacer	PU-Schaumstoff kaschiert mit Dryspacer, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam lachs und Dryspacer und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung	31106135	schwarz	black	3,0 1.370 x 1.000
		31106140	beige	beige	3,0 1.370 x 1.000
ARU®foam salmon Dryspacer	PU foam with Dryspacer lamination, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®foam salmon and Dryspacer, save time and costs application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	31106136	schwarz	black	3,0 20 m x 11 cm
ARU®foam lachs Microplus	PU-Schaumstoff kaschiert mit ARU®line Microfaser, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam lachs und ARU®line Microfaser und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, außergewöhnliche Zugfestigkeit durch diese Verbindung Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung	31105933	mittelblau	medium blue	3,2 1.370 x 1.000
ARU®foam salmon Microplus	PU foam with ARU®line microfleece lamination, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®foam salmon and ARU®line microfleece, save time and costs, excellent tensile strength by this connection application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				
ARU®foam lachs Pigreco by schein	PU-Schaumstoff kaschiert mit Pigreco by schein Microfaser, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam lachs und Pigreco by schein Microfaser und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, außergewöhnliche Zugfestigkeit durch diese Verbindung Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung	31106500	beige	beige	3,0 1.380 x 1.000
		31106503	schwarz	black	3,0 1.380 x 1.000
ARU®foam salmon Pigreco by schein	PU foam with Pigreco by schein microfleece lamination, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®foam salmon and Pigreco by schein microfleece, save time and costs, excellent tensile strength by this connection application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	31106501	beige	beige	3,0 20 m x 11 cm





Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials

	Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
  	ARU®foam lachs Spacer	PU-Schaumstoff kaschiert mit Drylex Spacer, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam lachs und Drylex Spacer und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung	31106343	schwarz black	4,3	1.370 x 1.000
	ARU®foam salmon Spacer	PU foam with Drylex lamination Spacer, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®foam salmon and Drylex Spacer, save time and costs application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				
  	ARU®foam lachs geprägt onSteam®	Diese Materialkombination aus dem Bettungsmaterial ARU®foam und der Micro-faser onSteam® verbindet die hervorragenden Eigenschaften dieser beiden Materialien miteinander. 100% atmungs-aktiv, perforiert, wärmeregulierend, geruchsabweisend, leichte Verarbeitung, sehr hoher Tragekomfort, waschbar Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker-versorgung	31105600 31105602 31105610 31105612 31105614	beige grau schwarz schwarz beige	1,5 1,5 1,5 3,0 3,0	1.400 x 1.000 1.400 x 1.000 1.400 x 1.000 1.400 x 1.000 1.400 x 1.000
	ARU®foam salmon embossed onSteam®	The bedding material ARU®foam and the micro fibre onSteam® combines the features of both materials, 100% breathable, perforated, regulating the temperature, odor resistant, easy to process, washable, best wearing comfort, application: foot orthotics and footbeds especially for diabetic treatment	31105601 31105603 31105611 31105613 31105615	beige grau schwarz schwarz beige	1,5 1,5 1,5 3,0 3,0	20 m x 11 cm 20 m x 11 cm 20 m x 11 cm 20 m x 11 cm 20 m x 11 cm
			31105590	beige	1,5	20 m x 13 cm

Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size
ARU®foam lachs ARU®cover Carbon Point	PU-Schaumstoff kaschiert mit ARU®cover Carbon Point, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam lachs und ARU®cover Carbon Point und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker- versorgung	10908001	beige	beige	1,5 1.380 x 1.000
		10908003	beige	beige	3,0 1.380 x 1.000
		10908021	blau	blue	1,5 1.380 x 1.000
		10908023	blau	blue	3,0 1.380 x 1.000
		10908041	grau	grey	1,5 1.380 x 1.000
		10908043	grau	grey	3,0 1.380 x 1.000
ARU®foam salmon ARU®cover Carbon Point	PU foam with ARU®cover Carbon Point lamination, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®foam salmon and ARU®cover Carbon Point , save time and costs application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	10908002	beige	beige	1,5 20 m x 11 cm
		10908004	beige	beige	3,0 20 m x 11 cm
		10908022	blau	blue	1,5 20 m x 11 cm
		10908024	blau	blue	3,0 20 m x 11 cm
		10908042	grau	grey	1,5 20 m x 11 cm
		10908044	grau	grey	3,0 20 m x 11 cm



ARU®foam Supersoft Drylex	PU-Schaumstoff kaschiert mit Drylex, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam Supersoft und Drylex und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, außergewöhnliche Zugfestigkeit durch diese Verbindung Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker- versorgung	31106232	beige	beige	3,2 1.370 x 1.000
ARU®foam Supersoft Drylex	PU foam with Drylex lamination, padding- , footbed and cover material, combines the features of ARU®foam Supersoft and Drylex, save time and costs, excellent tensile strength by this connection application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				



ARU®foam Supersoft Dryspacer	PU-Schaumstoff kaschiert mit Dryspacer, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®foam Supersoft und Dryspacer und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, außergewöhnliche Zugfestigkeit durch diese Verbindung Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	31106230	schwarz	black	3,0 1.370 x 1.000
ARU®foam Supersoft Dryspacer	PU foam with Dryspacer lamination, padding- , footbed and cover material, combines the features of ARU®foam Supersoft and Dryspacer, save time and costs, excellent tensile strength by this connection application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				



Polster- und Bettungsmaterial / Padding and bedding materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
ARU®pod / ARU®line	PU-Schaumstoff/Microfaser Kombination, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®line und ARU®pod und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau	31105380	grün/ beige	1,5	1.370 x 1.000
		31105381	hautfarben/ sand	3,3	1.370 x 1.000
		31105382	hautfarben/ schwarz	3,3	1.370 x 1.000
ARU®pod / ARU®line	Combination of PU foam/ microfleece, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®line and ARU®pod, save time and costs application: footbeds, foot orthotics				



ARU®pod / ARU® Lycra	PU-Schaumstoff kaschiert mit sehr flexiblem Lycra, Polster- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®pod und Lycra, dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, sehr dünn, sehr flexibel, hervorragend abwaschbar Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau	31105370	grün/beige	1,5	1.370 x 1.000
		31105371	grün/schwarz	1,5	1.370 x 1.000
ARU®pod / ARU® Lycra	PU foam with very flexible Lycra, padding and bedding material, combines the features of ARU®pod and Lycra, save time and costs, very thin, very flexible, excellent washable application: footbeds, foot orthotics				



ARU®med Alcantara	Leichtzell-EVA/Microfaser Kombination, Polster-, Bettungs- und Bezugsmaterial, verbindet die Eigenschaften von ARU®med 18 und Alcantara und bietet damit eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell für Diabetiker und Allergiker	31108030	beige	3,0	25 m x 11 cm
		31108033	orange	3,0	20 m x 11 cm
		31108036	dunkelblau	3,0	25 m x 11 cm
ARU®med Alcantara	EVA light cell/microfleece combination, padding-, footbed and cover material, combines the features of ARU®med 18 and Alcantara, save time and costs application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetics and allergy sufferers				




Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness	Abmessung Size
				ca. mm / approx. mm	

ARU®combi DuoDirect®1	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm hochflexiblem, hochrückstellfähigem ARU®flexlastic , ca. 25° Shore A, und 10 mm superleichtem, stabilisierendem ARU®soft AirLight , ca. 50/55° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340301	hautfarben/ weiss	skin coloured/ white	16,0	950 x 570
		10340372	hautfarben/ weiss	skin coloured/ white	16,0	950 x 1.700

Plattenware / sheet goods

6 mm ARU®flexlastic, ca. 25° Shore A
10 mm ARU®soft AirLight, ca. 50/55° Shore A



Patienten bis
patients up to

95
kg




ARU®combi DuoDirect®1	Padding plate, EVA light cell, directly vulcanized connection of 6 mm highly flexible, good resilience ARU®flexlastic , approx. 25° Shore A, and 10 mm very light, stabilizing ARU®soft AirLight , approx. 50/55° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment
--------------------------	---

ARU®combi DuoDirect®2	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm weichem, polsterndem ARU®liso , ca. 20° Shore A, und 10 mm flexiblem, elastischem ARU®flexis , ca. 35° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340302	gelb/grau	yellow/grey	16,0	1.000 x 600
		10340373	gelb/grau	yellow/grey	16,0	1.000 x 1.800

Plattenware / sheet goods

6 mm ARU®liso, ca. 20° Shore A
10 mm ARU®flexis, ca. 35° Shore A



Patienten bis
patients up to

70
kg




ARU®combi DuoDirect®2	Padding plate, EVA light cell, directly vulcanized connection of 6 mm soft padding ARU®liso , approx. 20° Shore A, and 10 mm flexible, elastically ARU®flexis , approx. 35° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment
--------------------------	---

ARU®combi DuoDirect®3	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus 6 mm hochflexiblem, hochrückstellfähigem ARU®flexlastic , ca. 25° Shore A, und 10 mm flexiblem, elastischem ARU®flexis , ca. 35° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340303	hautfarben/ grau	skin coloured/ grey	16,0	950 x 600
		10340374	hautfarben/ grau	skin coloured/ grey	16,0	950 x 1.800

Plattenware / sheet goods

6 mm ARU®flexlastic, ca. 25° Shore A
10 mm ARU®flexis, ca. 35° Shore A




Patienten bis
patients up to

70
kg



ARU®combi DuoDirect®3	Padding plate, EVA light cell, directly vulcanized connection of 6 mm highly flexible, good resilience ARU®flexlastic , approx. 25° Shore A, and 10 mm flexible, elastically ARU®flexis , approx. 35° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment
--------------------------	--

Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates


Patienten bis
patients up to

50
kg

**ARU®combi
DuoDirect®4**


Polsterplatte,
Leichtzell EVA, direkt
miteinander vulkanisierte
Verbindung aus 6 mm
hochflexiblem,
hochrückstellfähigem
ARU®flexlastic,
ca. 25° Shore A,
und 3 mm weichem,
polsterndem
ARU®liso, ca. 20° Shore A,
Verformung: ca. 120° - 130°C,
Anwendung:
Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung

Plattenware / sheet goods

10340304	hautfarben/ gelb	skin coloured/ yellow	9,0	600 x 1.000
10340375	hautfarben/ gelb	skin coloured/ yellow	9,0	1.000 x 1.800

**ARU®combi
DuoDirect®4**

Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized
connection of 6 mm highly flexible, good resilience
ARU®flexlastic, approx. 25° Shore A,
and 3 mm soft padding
ARU®liso, approx. 20° Shore A,
thermoforming at: approx. 120° - 130°C,
application:
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment


Patienten bis
patients up to

70
kg

**ARU®combi
DuoDirect®5**


Polsterplatte, Leichtzell EVA,
direkt miteinander
vulkanisierte Verbindung
aus weichem, polsterndem
6 mm
ARU®liso, ca. 25° Shore A,
und 10 mm
ARU®liso, ca. 30° Shore A,
Verformung: ca. 120° - 130°C,
Anwendung:
Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung

Plattenware / sheet goods

10340305	hellbeige/ grau	light beige/ grey	16,0	600 x 1.000
10340376	hellbeige/ grau	light beige/ grey	16,0	1.000 x 1.800

**ARU®combi
DuoDirect®5**

Padding plate, EVA light zell,
directly vulcanized connection of soft padding
6 mm
ARU®liso, approx. 25° Shore A,
and 10 mm
ARU®liso, approx. 30° Shore A,
thermoforming at: approx. 120° - 130°C,
application:
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment


Patienten bis
patients up to

95
kg

**ARU®combi
DuoDirect®6**

Polsterplatte, Leichtzell EVA,
direkt miteinander
vulkanisierte Verbindung
aus weichem, polsterndem
6 mm
ARU®liso, ca. 25° Shore A,
und 10 mm
ARU®liso, ca. 50° Shore A,
Verformung: ca. 120° - 130°C,
Anwendung:
Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung

Plattenware / sheet goods


10340306	beige/ dunkelbraun	beige/ dark brown	16,0	950 x 570
10340377	beige/ dunkelbraun	beige/ dark brown	16,0	950 x 1.700

**ARU®combi
DuoDirect®6**

Padding plate, EVA light zell,
directly vulcanized connection of soft padding
6 mm
ARU®liso, approx. 25° Shore A,
and 10 mm
ARU®liso, approx. 50° Shore A,
thermoforming at: approx. 120° - 130°C,
application:
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment



Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®combi DuoDirect®7	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 7 mm ARU®liso , ca. 35° Shore A, und 10 mm ARU®liso , ca. 50/55° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340307	hellgrün/ grau	light green/ grey	17,0 950 x 570
		10340378	hellgrün/ grau	light green/ grey	17,0 950 x 1.700
ARU®combi DuoDirect®7	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 7 mm ARU®liso , approx. 35° Shore A, and 10 mm ARU®liso , approx. 50/55° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				
ARU®combi TricoDirect®2	Kombi-Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus EVA, 3 mm, ca. 18° Shore A, hautfarben, ARU®foam Med „M“ blau 3 mm und EVA, 3 mm, ca. 25° Shore A, weiss. Aus dieser Kombination ergibt sich ein hervorragendes, thermoplastisch verformbares Bettungsmaterial, ideal geeignet für Diabetiker! Verformung: ca. 90° - 120°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340202	hautfarben/ blau/weiss	skin coloured/ blue/white	9,0 1.000 x 1.400
ARU®combi TricoDirect®2	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of EVA, 3 mm, approx. 18° Shore A, skin, ARU®foam Med „M“ blue 3 mm and EVA, 3 mm, approx. 25° Shore A, white. The result of this combination is an excellent thermoplastic deformable bedding material which is ideally suited for diabetics , thermoforming at: approx. 90° - 120°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				
ARU®combi TricoDirect®8	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 5 mm ARU®liso , ca. 20° Shore A, 5 mm ARU®liso , ca. 35° Shore A, 10 mm ARU®liso , ca. 45° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340308	hellbeige/rot/ weiss	light beige/ red/white	20,0 950 x 550
		10340108	hellbeige/rot/ weiss	light beige/ red/white	20,0 950 x 825
		10340379	hellbeige/rot/ weiss	light beige/ red/white	20,0 950 x 1.650
ARU®combi TricoDirect®8	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 5 mm ARU®liso , approx. 20° Shore A, 5 mm ARU®liso , approx. 35° Shore A, 10 mm ARU®liso , approx. 45° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				



Patienten bis
patients up to

110
kg




Patienten bis
patients up to

90
kg



Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates



Patienten bis
patients up to

105
kg



**ARU®combi
TricoDirect®9**

Beschreibung
Description

Polsterplatte, Leichtzell EVA,
direkt miteinander
vulkanisierte Verbindung
aus weichem, polsterndem
6 mm
ARU®iso, ca. 30° Shore A,
6 mm
ARU®iso, ca. 35° Shore A,
8 mm
ARU®iso, ca. 50° Shore A,
Verformung: ca. 120° - 130°C,
Anwendung:
Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung

Artikel-Nr.
Article no.

Farbe
Colour

Stärke
Thickness
ca. mm / approx. mm

Abmessung
Size
ca. mm / approx. mm

10340309

beige/grün/
dunkelbraun

beige/green/
dark brown

20,0

950 x 550

10340380

beige/grün/
dunkelbraun

beige/green/
dark brown

20,0

1.650 x 950

**ARU®combi
TricoDirect®9**

Padding plate, EVA light zell,
directly vulcanized connection of soft padding
6 mm
ARU®iso, approx. 30° Shore A,
6 mm
ARU®iso, approx. 35° Shore A,
8 mm
ARU®iso, approx. 50° Shore A,
thermoforming at: approx. 120° - 130°C,
application:
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment

**ARU®combi
TricoDirect®10**

Polsterplatte, Leichtzell EVA,
direkt miteinander
vulkanisierte Verbindung
aus weichem, polsterndem
5 mm
ARU®iso, ca. 20° Shore A,
5 mm
ARU®iso, ca. 35° Shore A,
10 mm
ARU®iso, ca. 55/60° Shore A,
Verformung: ca. 120° - 130°C,
Anwendung:
Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung

10340310

beige/blau/
gelb

beige/blue/
yellow

20,0

950 x 550

10340110

beige/blau/
gelb

beige/blue/
yellow

20,0

950 x 825

10340381

beige/blau/
gelb

beige/blue/
yellow

20,0

1.650 x 950

**ARU®combi
TricoDirect®10**

Padding plate, EVA light zell,
directly vulcanized connection of soft padding
5 mm
ARU®iso, approx. 20° Shore A,
5 mm
ARU®iso, approx. 35° Shore A,
10 mm
ARU®iso, approx. 55/60° Shore A,
thermoforming at: approx. 120° - 130°C,
application:
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment

**ARU®combi
TricoDirect®11**

Polsterplatte, Leichtzell EVA,
direkt miteinander
vulkanisierte Verbindung
aus weichem, polsterndem
5 mm
ARU®iso, ca. 20° Shore A,
5 mm
ARU®iso, ca. 30° Shore A,
10 mm
ARU®iso, ca. 40° Shore A,
Verformung: ca. 120° - 130°C,
Anwendung:
Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung

10340311

hellbeige/
grau/
hellgrün

light beige/
grey/
light green

20,0

950 x 550

10340382

hellbeige/
grau/
hellgrün


light beige/
grey/
light green

20,0

1.650 x 950

**ARU®combi
TricoDirect®11**

Padding plate, EVA light zell,
directly vulcanized connection of soft padding
5 mm
ARU®iso, approx. 20° Shore A,
5 mm
ARU®iso, approx. 30° Shore A,
10 mm
ARU®iso, approx. 40° Shore A,
thermoforming at: approx. 120° - 130°C,
application:
footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment



Patienten bis
patients up to


85
kg



Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®combi TricoDirect®12	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 5 mm ARU®liso, ca. 20° Shore A, 5 mm ARU®Reboflex, ca. 20° Shore A, 12 mm ARU®liso, ca. 35° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340312	beige/celeste/ dunkelblau	beige/celeste/ dark blue	22,0 950 x 550
		10340112	beige/celeste/ dunkelblau	beige/celeste/ dark blue	22,0 950 x 825
		10340383	beige/celeste/ dunkelblau	beige/celeste/ dark blue	22,0 1.650 x 950
ARU®combi TricoDirect®12	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 5 mm ARU®liso, approx. 20° Shore A, 5 mm ARU®Reboflex, approx. 20° Shore A, 12 mm ARU®liso, approx. 35° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				
ARU®combi TricoDirect®13	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 4 mm ARU®liso, ca. 20° Shore A, 4 mm ARU®liso, ca. 25° Shore A, 12 mm ARU®liso, ca. 45° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340313	beige/hell grün/ braun	beige/light green/ brown	20,0 950 x 550
		10340384	beige/hell grün/ braun	beige/light green/ brown	20,0 1.650 x 950
ARU®combi TricoDirect®13	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 4 mm ARU®liso, approx. 20° Shore A, 4 mm ARU®liso, approx. 25° Shore A, 12 mm ARU®liso, approx. 45° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				
ARU®combi TricoDirect®14	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 6 mm ARU®liso, ca. 25° Shore A, 2 mm ARU®liso, ca. 55° Shore A, 12 mm ARU®liso, ca. 45° Shore A, Verformung: ca. 120° - 130°C, Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetikerversorgung	10340314	beige/hueso/ rot	beige/hueso/ red	20,0 950 x 550
		10340385	beige/hueso/ rot	beige/hueso/ red	20,0 1.650 x 950
ARU®combi TricoDirect®14	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 6 mm ARU®liso, approx. 25° Shore A, 2 mm ARU®liso, approx. 55° Shore A, 12 mm ARU®liso, approx. 45° Shore A, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				

5 mm ARU®liso, ca. 20° Shore A
5 mm ARU®Reboflex, ca. 20° Shore A
12 mm ARU®liso, ca. 35° Shore A




Patienten bis
patients up to

70
kg



4 mm ARU®liso, ca. 20° Shore A
4 mm ARU®liso, ca. 25° Shore A
12 mm ARU®liso, ca. 45° Shore A




Patienten bis
patients up to

85
kg



6 mm ARU®liso, ca. 25° Shore A
2 mm ARU®liso, ca. 55° Shore A
12 mm ARU®liso, ca. 45° Shore A





Patienten bis
patients up to

100
kg



Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates

	Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
5 mm ARU®liso, ca. 25° Shore A 7 mm Reboflex, ca. 35° Shore A 9 mm ARU®fant Soft, ca. 45° Shore A  NEU NEW  90 kg  Erwärmungszeit bei 120°-130°C ca. 7 min.  Abkühlzeit ca. 14 min.  DIABETES	ARU®combi TricoDirect®16	Polsterplatte, Leichtzell EVA/ARU®fant Soft, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus weichem, polsterndem 5 mm, ARU®liso, ca. 25° Shore A, 7 mm hochrückstellfähigen Reboflex, ca. 35° Shore A 9 mm bewährten ARU®fant Soft, ca. 45° Shore A	10340387	beige/ beige/ ARU®fant	beige/ beige/ ARU®fant	21,0 1.650 x 950
	ARU®combi TricoDirect®16	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 5 mm, ARU®liso, approx. 25° Shore A, 7 mm high resilience Reboflex, approx. 35° Shore A 9 mm proven ARU®fant Soft, approx. 45° Shore A				
5 mm ARU®liso, ca. 25° Shore A 7 mm Reboflex, ca. 35° Shore A 9 mm ARU®liso, ca. 50° Shore A  NEU NEW  105 kg  Erwärmungszeit bei 120°-130°C ca. 7 min.  Abkühlzeit ca. 14 min.  DIABETES	ARU®combi TricoDirect®17	Polsterplatte, Leichtzell EVA, direkt miteinander vulkani- sierte Verbindung aus weichem, polsterndem 5 mm ARU®liso, ca. 25° Shore A, dem 7 mm hochrückstellfähigen Reboflex, ca. 35° Shore A und 9 mm ARU®liso, ca. 50° Shore A	10340388	beige/ lima/ braun	beige/ lima/ brown	21,0 1.650 x 950
	ARU®combi TricoDirect®17	Padding plate, EVA light zell, directly vulcanized connection of soft padding 5 mm ARU®liso, approx. 25° Shore A, dem 7 mm high resilience Reboflex, approx. 35° Shore A and 9 mm ARU®liso, approx. 50° Shore A				
	ARU®combi	ARU®fant/EVA Kombinationsstreifen zur schnellen, günstigen und zeitsparenden Herstellung von Einlagen und Bettungen im Tiefzieh- verfahren. Stabile Fersen- führung durch unseren bewährten ARU®fant Soft 45° Shore A und eine komfortable Vorfußpolsterung durch unser bewährtes EVA ARU®liso 30, Verformung: ca. 90°C	Plattenware / sheet goods 10535037 ARU®combi 04 16,0 1.700 x 300 10535038 ARU®combi 05 16,0 1.700 x 330 10535039 ARU®combi 06 20,0 1.700 x 300 10535040 ARU®combi 07 20,0 1.700 x 330 10535042 ARU®combi 07 lang/long 20,0 1.700 x 360			
	ARU®combi	ARU®fant/EVA combination strips for the manufacture of foot orthotics and beddings, save time and costs, very suitable for deep-drawing. Thanks to the proven ARU®fant Soft 45° Shore A the material has a stable heel part and the proven EVA ARU®liso 30 makes the forefoot padding comfortable, thermoforming at: approx. 90°C				

Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
nora® Lunatec Combi 1	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus Lunalastik und Lunasoft AL , dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 25/52° Shore A, Gewicht: ca. 0,23/0,26 g/cm ³ Verformung: ca. 120° - 170°C Anwendung: Basis für orthopädische Fußbettungen und Einlagenversorgungen mit dauerelastischer und stabilisierender Funktion für stärkere Belastungen, für Altersfuß, Diabetes und Rheuma, auch als Basis für Sporteinlagen	10503701	hautfarben/ weiss	skin coloured/ white	14,0
					925 x 580
nora® Lunatec Combi 1	EVA light cell, directly vulcanized connection of Lunalastic and Lunasoft AL , save time and costs, ground both sides, hardness: approx. 25/52° Shore A, weight: approx. 0.23/0.26 g/cm ³ thermoforming at: approx. 120° - 170°C application: basic material for footbeds and foot orthotics with permanently elastic and stabilising function, for strong strain, specially for geriatric foot, diabetics, rheumatism, also as basic material for sport insoles				
nora® Lunatec Combi 2	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus Lunairflex und Lunasoft SLW , dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 22/30° Shore A, Gewicht: ca. 0,12/0,20 g/cm ³ Verformung: ca. 120° - 170°C Anwendung: Basis für orthopädische Fußbettungen, besonders diabetesadaptierte Fußbettungen mit bettender und dauerelastischer Funktion, für leichtere Beanspruchung bei empfindlichen Füßen, für Altersfuß, Rheuma und Diabetes im fortgeschrittenen Stadium	10503702	hautfarben/ grau beige	skin coloured/ grey beige	16,0
		10503722	hautfarben/ grau beige	skin coloured/ grey beige	16,0
nora® Lunatec Combi 2	EVA light cell, directly vulcanized connection of Lunairflex and Lunasoft SLW , save time and costs, ground both sides, hardness: approx. 22/30° Shore A, weight: approx. 0.12/0.20 g/cm ³ thermoforming at: approx. 120° - 170°C application: basic material for footbeds, specially for diabetes adapted footbeds with permanently elastic function, for light strain, for geriatric foot, rheumatism and diabetics in advanced stage				880 x 600
					1.200 x 880
nora® Lunatec Combi 3	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus Lunalastik und Lunasoft SLW , dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 25/30° Shore A, Gewicht: ca. 0,23/0,20 g/cm ³ Verformung: ca. 120° - 170°C Anwendung: Basis für orthopädische Fußbettungen, besonders diabetesadaptierte Fußbettungen mit bettender und dauerelastischer Funktion, für mittlere Beanspruchung zur Versorgung von Altersfuß, Rheuma und Diabetes im fortgeschrittenen Stadium	10503703	hautfarben/ stein	skin coloured/ stone	16,0
		10503723	hautfarben/ stein	skin coloured/ stone	16,0
nora® Lunatec Combi 3	EVA light cell, directly vulcanized connection of Lunalastic and Lunasoft SLW , save time and costs, ground both sides, hardness: approx. 25/30° Shore A, weight: approx. 0.23/0.20 g/cm ³ thermoforming at: approx. 120° - 170°C application: basic material for footbeds, specially for diabetes adapted footbeds with permanently elastic function, for medium strain, for geriatric foot, rheumatism and diabetics in advanced stage				870 x 580
					1.160 x 870



Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
nora® Lunatec Combi 4	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus Lunairflex und Lunalastik , dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 22/25° Shore A, Gewicht: ca. 0,12/0,23 g/cm³ Verformung: ca. 120° - 170°C Anwendung: Basis für orthopädische Fußbettungen, besonders diabetesadaptierte Fußbettungen mit bettender und dauerelastischer Funktion, für stärkere Beanspruchung zur Versorgung von Altersfuß, Rheuma und Diabetes im fortgeschrittenen Stadium	10503704	hautfarben/ weiss	skin coloured/ white	9,0 870 x 540

nora® Lunatec
Combi 4


EVA light cell,
directly vulcanized connection of **Lunairflex** and
Lunalastic, save time and costs, ground both sides,
hardness: approx. 22/25° Shore A,
weight: approx. 0.12/0.23 g/cm³
thermoforming at: approx. 120° - 170°C
application:
basic material for footbeds, specially for diabetes adapted footbeds
with permanently elastic function, for strong strain,
for geriatric foot, rheumatism and diabetics in advanced stage



nora® Lunatec Combi 5	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus Lunairflex und Lunasoft SLW , dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 22/30° Shore A, Gewicht: ca. 0,12/0,20 g/cm³ Verformung: ca. 120° - 170°C Anwendung: Basis für effizient gefertigte dünne, bettende Einlagen, z. B. eine langsohlige Einlage mit optimaler Weichbettung im Vorfuß, zur Abpolsterung von Orthesen, Prothesen und Softsockets geeignet	10503705	hellgrau/ royalblau	light grey/ royal blue	7,0 950 x 600
--------------------------	---	----------	------------------------	---------------------------	------------------

nora® Lunatec
Combi 5

EVA light cell,
directly vulcanized connection of **Lunairflex** and
Lunasoft SLW, save time and costs, ground both sides,
hardness: approx. 22/30° Shore A,
weight: approx. 0.12/0.20 g/cm³
thermoforming at: approx. 120° - 170°C
application:
basic material for thin insoles, e.g. long sole insoles with forefoot soft bedding,
padding material for orthotics, prostheses and softsockets




nora® Lunatec Combi 6	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus Lunasoft SLW und Lunasoft AL , dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 30/52° Shore A, Gewicht: ca. 0,20/0,26 g/cm³ Verformung: ca. 120° - 170°C Anwendung: Basis für effizient gefertigte sportliche und moderne Einlagen, z. B. eine langsohlige Sporteinlage	10503706	terra/ schwarz	terra/ black	14,0 880 x 560
--------------------------	--	----------	-------------------	-----------------	-------------------

nora® Lunatec
Combi 6

EVA light cell,
directly vulcanized connection of **Lunasoft SLW** and
Lunasoft AL, save time and costs, ground both sides,
hardness: approx. 30/52° Shore A,
weight: approx. 0.20/0.26 g/cm³
thermoforming at: approx. 120° - 170°C
application:
basic material for sporting and modern insoles,
e.g. long sole sport insoles

Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
nora® Lunatec Combi 7	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus Lunasoft SLW und Lunasoft SL, dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 30/40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20/0,20 g/cm³ Verformung: ca. 120° - 170°C Anwendung: ideale Grundlage, eine Einlage effizient und in wenigen Arbeitsschritten oder einen Weichwandinnentrichter in einem Arbeitsschritt zu fertigen, Basis für orthopädische Fußbettung	10503707	hautfarben/ stein	skin coloured/ stone	7,0 1.180 x 840
nora® Lunatec Combi 7	EVA light cell, directly vulcanized connection of Lunasoft SLW and Lunasoft SL, save time and costs, ground both sides, hardness: approx. 30/40° Shore A, weight: approx. 0.20/0.20 g/cm³ thermoforming at: approx. 120° - 170°C application: ideal basis for producing insoles in little work steps and soft inner sockets in one work step, basic material for orthopaetic footbeds				
nora® Lunatec Combi 8	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus Lunatec EP und Lunatec SE, dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 22/45° Shore A, Gewicht: ca. 0,20/0,28 g/cm³ Verformung: ca. 120° - 170°C Anwendung: Basis für effizient gefertigte sportliche und moderne Einlagen oder Fußbettungen mit hoher Rückstellkraft, z.B. dünne langsohlige Sporeinlagen	10503708	rot/schwarz	red/black	12,0 880 x 560
nora® Lunatec Combi 8	EVA light cell, directly vulcanized connection of Lunatec EP and Lunatec SE, save time and costs, ground both sides, hardness: approx. 22/45° Shore A, weight: approx. 0.20/0.28 g/cm³ thermoforming at: approx. 120° - 170°C application: basic material for sporting and modern insoles or footbeds with high returning force, e.g. thin long sole insoles				
nora® Lunatec Combi T1	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus Lunasoft SLW, Lunasoft Z und Lunasoft AL, dadurch erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 30/25/52° Shore A, Gewicht: ca. 0,20/0,17/0,26 g/cm³ Verformung: ca. 120° - 170°C Anwendung: vor allem für die Versorgung von Rheumatikern und Krankheitsbildern mit besonders empfindlichen Füßen hervorragend geeignet	10503720	anthrazit/ mittelgrau/ weiss	anthracite/ medium grey/ white	15,0 880 x 590
nora® Lunatec Combi T1	EVA light cell, directly vulcanized connection of Lunasoft SLW, Lunasoft Z and Lunasoft AL, save time and costs, ground both sides, hardness: approx. 30/25/52° Shore A, weight: approx. 0.20/0.17/0.26 g/cm³ thermoforming at: approx. 120° - 170°C application: most suitable for the treatment of rheumatic patients and disease symptoms with sensitive feet				




Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates


	Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
 	nora® Lunatec Combi Motion 1	Leichtzell-EVA, direkt miteinander vulkanisierte Verbindung aus Lunatec motion und Lunasoft SL , dadurch erhebliche Zeit- und Kosten- ersparnis, sehr gute Bettungs- und Dämpfungseigen- schaften in der horizontalen Belastungsrichtung, beidseitig geschliffen, Härte: ca. 10/40° Shore A, Gewicht: ca. 0,13/0,20 g/cm³ Verformung: ca. 120° - 170°C Anwendung: Weichbettung von Füßen mit schmerzenden Regionen, Abfangen der Scherkräfte bei der Auftrittsbewegung, Entlastung des Bewegungsapparates	10503990	weiss/blau white/blue	16,0	1.200 x 960
	nora® Lunatec Combi Motion 1	EVA light cell, directly vulcanized connection of Lunatec motion and Lunasoft SL , save time and costs, excellent bedding and damping properties in the horizontal load plane, ground both sides, hardness: approx. 10/40 Shore A, weight: approx. 0.13/0.20 g/cm³ thermoforming at: approx. 120° - 170°C application: Especially as a bedding for people with foot pain and as an absorption of shearing forces caused by walking. A large part of the load of the musculoskeletal system is being removed, and therefore the pain				
  	ELF 18 Kombi P2	Leichtzell-EVA/ PU-Schaumstoff Kombination, vereinigt alle Eigenschaften von Elf 18 und P2, themorplastisch verformbar durch ELF 18, dadurch enorme Kostenersparnis, Verformung: ca. 110° - 130°C Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau speziell in der Diabetiker- versorgung	10311006	hautfarben skin colour	6,0	800 x 850
	ELF 18 Kombi P2	EVA light cell/PU foam combination, combines all of the features of Elf 18 and P2, thermoplastically malleable thanks to ELF 18 properties, save time and costs, thermoforming at: approx. 110° - 130°C application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				

Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ELF 18 Kombi „Medical“	Leichtzell-EVA/ PU-Schaumstoff Kombination „medical“, vereinigt alle Eigenschaften von Elf 18 und P2 blue, thermoplastisch verformbar durch ELF 18, dadurch enorme Kostenersparnis, beidseitig glatt, Verformung: ca. 110° - 130°C Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau speziell in der Diabetiker- versorgung	10311008	hautfarben/ blau	skin coloured/ blue	6,0 1.120 x 720
ELF 18 Kombi „Medical“	EVA light cell/PU foam combination „medical“, combines all of the features of Elf 18 and P2, thermoplastically malleable thanks to ELF 18 properties, save time and costs, smooth on both sides thermoforming at: approx. 110° - 130°C application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment				
ELF 18 Kombi X2	Leichtzell-EVA/ PU-Schaumstoff Kombination, vereinigt alle Eigenschaften von Elf 18 und X2, thermoplastisch verformbar durch ELF 18, dadurch enorme Kosten- ersparnis, beidseitig glatt Verformung: ca. 110° - 130°C Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau in der Diabetiker- und Rheumatikerversorgung, Geriatric, sämtliche Polsterungen, partielle u. punktuelle Weichbettung des Fußes (z.B. Fersensporen usw.)	10311016	hautfarben/ maroon	skin coloured/ maroon	6,0 1.100 x 700
ELF 18 Kombi X2	EVA light cell/PU foam combination, combines all of the features of Elf 18 and X2, thermoplastically malleable thanks to ELF 18 properties, save time and costs, smooth on both sides thermoforming at: approx. 110° - 130°C application: for use as insert/bedding material in the treatment of diabetes/ rheumatism, for geriatric medicine, all types of cushioning, soft cushioning for parts of the foot/individual foot areas (e.g heel spur, cornification or pressure callus formation etc.)				
P2/X2 Kombi	PU-Schaumstoff Kombination, vereinigt alle Eigenschaften von P2 und X2, dadurch enorme Kosteneinsparung, Härte P2: ca. 10° - 12° Shore A Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker- und Rheumatikerversorgung	31107530	hautfarben/ maroon	skin coloured/ maroon	6,0 1.370 x 1.000
P2/X2 Kombi	PU foam combination, combines all of the features of P2 and X2, save time and costs, hardness P2: approx. 10° - 12° Shore A application: footbeds, foot orthotics, specially in the treatment of diabetes/rheumatism				



Kombimaterialien und Verbundplatten / Combination plates



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®foam Dual Layer	PU-Schaumstoff Kombination, sehr gute Polster- und Bettungseigenschaften, hautfreundlich, vereint alle Eigenschaften von P2 und ARU®foam , dadurch enorme Kosteneinsparung Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell in der Diabetiker- versorgung	31106330	rot/blau	red/blue	3,0 1.370 x 1.000
		31106340	rot/blau	red/blue	4,0 1.370 x 1.000
ARU®foam Dual Layer	PU foam combination, diabetic cushion material based on PU foam, combines all of the features of P2 and ARU®foam , save time and costs application: footbeds, foot orthotics, specially for diabetic treatment	31106331	rot/blau	red/blue	3,0 20 m x 11 cm



P2/Plastazote	PU-Polyethylen Kombination, vereint alle Eigenschaften von P2 und Plastazote , dadurch enorme Kosten- einsparung Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau	31105360	blau/ hautfarben	blue/ skin coloured	6,0 1.490 x 1.000
P2/Plastazote	PU-Polyethylene combination, combines all of the features of P2 and Plastazote , save time and costs application: footbeds, foot orthotics				



Poron blau kombiniert mit Gel	PU-Schaumstoff Kombination aus Poron und Gel, High-Tech Polstermaterial, vereint die Eigenschaften von Poron und Gel , dadurch enorme Kostenersparnis, rationelle Plattenformate	B1005711	blau	blue	3,0 450 x 400
Poron blue combination with Gel	PU foam combination of Poron and Gel, high tec padding material, combines the features of Poron and Gel, save time and costs				

Polster- und Aufbauplatten / Padding and build-up materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®soft 30 Sehr Leicht Weich	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, sehr gute Auftrittsämpfung, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 30° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ Anwendung: Bettungs-, Einlagen- und Bodenbau	10346202	hautfarben	skin	2,0 535 x 930
		10346203	hautfarben	skin	3,0 535 x 930
		10346204	hautfarben	skin	4,0 535 x 930
		10346206	hautfarben	skin	6,0 535 x 930
		10346208	hautfarben	skin	8,0 535 x 930
		10346210	hautfarben	skin	10,0 535 x 930
		10346212	hautfarben	skin	12,0 535 x 930
		10346220	hautfarben	skin	20,0 535 x 930
		10346304	weiss	white	4,0 1.100 x 650
		10346306	weiss	white	6,0 1.100 x 650
ARU®soft 30 Very Light Soft	EVA light zell, ground both sides, flexible, elastic, very good tread damping, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 30° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³ application: footbed, foot orthotics and base construction	10346308	weiss	white	8,0 1.100 x 650
		10346310	weiss	white	10,0 1.100 x 650
		10346312	weiss	white	12,0 1.100 x 650
		10346314	weiss	white	14,0 1.100 x 650
		10346320	weiss	white	20,0 1.100 x 650
		10346330	weiss	white	30,0 1.100 x 650
		10346406	schlamm	mud	6,0 535 x 930
		10346410	schlamm	mud	10,0 535 x 930
		10346420	schlamm	mud	20,0 535 x 930
		10346504	mittelbraun	med. brown	4,0 535 x 930
		10346506	mittelbraun	med. brown	6,0 535 x 930
		10346508	mittelbraun	med. brown	8,0 535 x 930
		10346510	mittelbraun	med. brown	10,0 535 x 930
		10346520	mittelbraun	med. brown	20,0 535 x 930
		10346530	mittelbraun	med. brown	30,0 1.100 x 650
		10346602	schw.braun	black brown	2,0 535 x 930
		10346604	schw.braun	black brown	4,0 535 x 930
		10346606	schw.braun	black brown	6,0 535 x 930
		10346608	schw.braun	black brown	8,0 1.100 x 600
		10346610	schw.braun	black brown	10,0 1.100 x 600
		10346620	schw.braun	black brown	20,0 1.100 x 650
		10346630	schw.braun	black brown	30,0 1.100 x 650
		10346702	schwarz	black	2,0 1.100 x 650
		10346704	schwarz	black	4,0 1.100 x 650
		10346706	schwarz	black	6,0 1.100 x 650
		10346708	schwarz	black	8,0 1.100 x 650
		10346710	schwarz	black	10,0 1.100 x 650
		10346712	schwarz	black	12,0 1.100 x 650
		10346714	schwarz	black	14,0 1.100 x 650
		10346716	schwarz	black	16,0 1.100 x 650
		10346720	schwarz	black	20,0 1.100 x 650
		10346730	schwarz	black	30,0 1.100 x 650
		10346902	steingrau	stone grey	2,0 1.100 x 650
		10346904	steingrau	stone grey	4,0 1.100 x 650
		10346906	steingrau	stone grey	6,0 1.100 x 650
		10346908	steingrau	stone grey	8,0 1.100 x 650
		10346910	steingrau	stone grey	10,0 1.100 x 650
		10346920	steingrau	stone grey	20,0 1.100 x 650
		10346930	steingrau	stone grey	30,0 1.100 x 650
		10347102	d.-blau	dark blue	2,0 535 x 930
		10347106	d.-blau	dark blue	6,0 535 x 930
		10347108	d.-blau	dark blue	8,0 535 x 930
		10347110	d.-blau	dark blue	10,0 535 x 930
		10347120	d.-blau	dark blue	20,0 535 x 930
		10347506	graubeige	grey beige	6,0 1.100 x 650
		10347508	graubeige	grey beige	8,0 1.100 x 650
		10347510	graubeige	grey beige	10,0 1.100 x 650
		10347520	graubeige	grey beige	20,0 1.100 x 650
		10347530	graubeige	grey beige	30,0 1.100 x 650
		10347606	blassbraun	pale brown	6,0 535 x 930
		10347608	blassbraun	pale brown	8,0 535 x 930
		10347610	blassbraun	pale brown	10,0 535 x 930
		10347620	blassbraun	pale brown	20,0 535 x 930
		10347704	quarz	quartz	4,0 1.100 x 650
		10347706	quarz	quartz	6,0 535 x 930
		10347708	quarz	quartz	8,0 535 x 930
		10347710	quarz	quartz	10,0 1.100 x 650
		10347720	quarz	quartz	20,0 1.100 x 650
		10347730	quarz	quartz	30,0 1.100 x 650

Plattenware / sheet goods



Polster- und Aufbauplatten / Padding and build-up materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm
ARU®soft 40 Sehr Leicht	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ Anwendung: Bettungs-, Einlagen- und Bodenbau	10348202	hautfarben	skin coloured	2,0 1.040 x 610
		10348203	hautfarben	skin coloured	3,0 1.040 x 610
ARU®soft 40 Very Light	EVA light zell, ground both sides, flexible, elastic, very good tread damping, high walking comfort, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³ application: footbed, foot orthotics and base construction	10348204	hautfarben	skin coloured	4,0 1.040 x 610
		10348206	hautfarben	skin coloured	6,0 1.040 x 610
		10348208	hautfarben	skin coloured	8,0 1.040 x 610
		10348210	hautfarben	skin coloured	10,0 1.040 x 610
		10348212	hautfarben	skin coloured	12,0 1.040 x 610
		10348214	hautfarben	skin coloured	14,0 1.040 x 610
		10348220	hautfarben	skin coloured	20,0 1.040 x 610
		10348230	hautfarben	skin coloured	30,0 1.040 x 610
		10348301	weiss	white	1,5 1.040 x 610
		10348302	weiss	white	2,0 1.040 x 610
		10348303	weiss	white	3,0 1.040 x 610
		10348304	weiss	white	4,0 1.040 x 610
		10348305	weiss	white	5,0 1.040 x 610
		10348306	weiss	white	6,0 1.040 x 610
		10348308	weiss	white	8,0 1.040 x 610
		10348310	weiss	white	10,0 1.040 x 610
		10348312	weiss	white	12,0 1.040 x 610
		10348314	weiss	white	14,0 1.040 x 610
		10348320	weiss	white	20,0 1.040 x 610
		10348330	weiss	white	30,0 1.040 x 610
		10348604	schw.-braun	black brown	4,0 1.040 x 610
		10348606	schw.-braun	black brown	6,0 1.040 x 610
		10348608	schw.-braun	black brown	8,0 1.040 x 610
		10348610	schw.-braun	black brown	10,0 1.040 x 610
		10348612	schw.-braun	black brown	12,0 1.040 x 610
		10348614	schw.-braun	black brown	14,0 1.040 x 610
		10348620	schw.-braun	black brown	20,0 1.040 x 610
		10348630	schw.-braun	black brown	30,0 1.040 x 610
		10348702	schwarz	black	2,0 1.040 x 610
		10348703	schwarz	black	3,0 1.040 x 610
		10348704	schwarz	black	4,0 1.040 x 610
		10348706	schwarz	black	6,0 1.040 x 610
		10348708	schwarz	black	8,0 1.040 x 610
		10348710	schwarz	black	10,0 1.040 x 610
		10348712	schwarz	black	12,0 1.040 x 610
		10348714	schwarz	black	14,0 1.040 x 610
		10348720	schwarz	black	20,0 1.040 x 610
		10348730	schwarz	black	30,0 1.040 x 610
		10348906	steingrau	stone grey	6,0 535 x 900
		10348908	steingrau	stone grey	8,0 1.040 x 610
		10348910	steingrau	stone grey	10,0 1.040 x 610
		10348912	steingrau	stone grey	12,0 1.040 x 610
		10348920	steingrau	stone grey	20,0 1.040 x 610
		10348924	steingrau	stone grey	24,0 1.040 x 610
		10348930	steingrau	stone grey	30,0 1.040 x 610
		10349102	d.-blau	dark blue	2,0 535 x 900
		10349103	d.-blau	dark blue	3,0 535 x 900
		10349104	d.-blau	dark blue	4,0 535 x 900
		10349106	d.-blau	dark blue	6,0 535 x 900
		10349108	d.-blau	dark blue	8,0 535 x 900
		10349110	d.-blau	dark blue	10,0 535 x 900
		10349120	d.-blau	dark blue	20,0 535 x 900
		10349130	d.-blau	dark blue	30,0 535 x 900
		10349502	graubeige	grey beige	2,0 535 x 900
		10349504	graubeige	grey beige	4,0 535 x 900
		10349506	graubeige	grey beige	6,0 535 x 900
		10349508	graubeige	grey beige	8,0 535 x 900
		10349510	graubeige	grey beige	10,0 535 x 900
		10349512	graubeige	grey beige	12,0 535 x 900
		10349520	graubeige	grey beige	20,0 535 x 900
		10349530	graubeige	grey beige	30,0 535 x 900
		10349606	blassbraun	pale brown	6,0 535 x 900
		10349608	blassbraun	pale brown	8,0 535 x 900
		10349610	blassbraun	pale brown	10,0 535 x 900
		10349612	blassbraun	pale brown	12,0 535 x 900
		10349620	blassbraun	pale brown	20,0 535 x 900
		10349630	blassbraun	pale brown	30,0 535 x 900
		10349704	quarz	quartz	4,0 535 x 900
		10349706	quarz	quartz	6,0 535 x 900
		10349708	quarz	quartz	8,0 535 x 900
		10349710	quarz	quartz	10,0 535 x 900
		10349712	quarz	quartz	12,0 535 x 900
		10349714	quarz	quartz	14,0 535 x 900
		10349720	quarz	quartz	20,0 535 x 900
		10349730	quarz	quartz	30,0 535 x 900
		10349202	royalblau	royal blue	2,0 1.070 x 900
		10349802	rot	red	2,0 1.070 x 900
		10349902	grün	green	2,0 1.070 x 900

Plattenware / sheet goods

Polster- und Aufbauplatten / Padding and build-up materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®soft 30 „AST“ Sehr Leicht Weich	Qualitativ sehr hochwertige Polster- und Aufbauplatte, Leichtzell EVA, ANTISTAUB (schleifstaubarm), beidseitig geschliffen, formstabil, gut verkleb- und schleifbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 30° Shore A	00552304	weiß	white	4,0 615 x 1.040
		00552306	weiß	white	6,0 615 x 1.040
		00552308	weiß	white	8,0 615 x 1.040
		00552310	weiß	white	10,0 615 x 1.040
		00552311	weiß	white	10,0 1.230 x 1.040
		00552320	weiß	white	20,0 615 x 1.040
		00552330	weiß	white	30,0 615 x 1.040
		00552331	weiß	white	30,0 1.230 x 1.040
ARU®soft 30 „AST“ Very Light Soft	Padding and built-up plate, EVA light zell, ANTI DUST (slide abrasive dust), ground both sides, retains shape, easily glued and ground, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 30° Shore A	00552704	schwarz	black	4,0 615 x 1.040
		00552706	schwarz	black	6,0 615 x 1.040
		00552708	schwarz	black	8,0 615 x 1.040
		00552710	schwarz	black	10,0 615 x 1.040
		00552720	schwarz	black	20,0 615 x 1.040
		00552730	schwarz	black	30,0 615 x 1.040



ARU®soft 40 „AST“ Sehr Leicht	qualitativ sehr hochwertige Polster- und Aufbauplatte, Leichtzell EVA, ANTISTAUB (schleifstaubarm), beidseitig geschliffen, formstabil, gut verkleb- und schleifbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A	00562304	weiß	white	4,0 580 x 960
		00562306	weiß	white	6,0 580 x 960
		00562308	weiß	white	8,0 580 x 960
		00562310	weiß	white	10,0 580 x 960
		00562320	weiß	white	20,0 580 x 960
		00562324	weiß	white	24,0 580 x 960
		00562330	weiß	white	30,0 580 x 960
		00562704	schwarz	black	4,0 580 x 960
ARU®soft 40 „AST“ Very Light	Padding and built-up plate, EVA light zell, ANTI DUST (slide abrasive dust), ground both sides, retains shape, easily glued and ground, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A	00562706	schwarz	black	6,0 580 x 960
		00562708	schwarz	black	8,0 580 x 960
		00562710	schwarz	black	10,0 580 x 960
		00562714	schwarz	black	14,0 580 x 960
		00562720	schwarz	black	20,0 580 x 960
		00562724	schwarz	black	24,0 580 x 960
		00562730	schwarz	black	30,0 580 x 960



Polster- und Aufbauplatten / Padding and build-up materials

	Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness mm / approx. mm	Abmessung Size
ARU®soft 30 siXty green SehrLeicht- Weich	Sehr hochwertige Polster- und Aufbauplatte aus 60% recyceltem Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, sehr gute Auftrittsämpfung, Verformung: ca. 110° - 130°C, Härte: ca. 30° Shore A	00812702	schwarz	black	2,0	960 x 580
		00812704	schwarz	black	4,0	960 x 580
		00812706	schwarz	black	6,0	960 x 580
		00812708	schwarz	black	8,0	960 x 580
		00812710	schwarz	black	10,0	960 x 580
		00812712	schwarz	black	12,0	960 x 580
		00812714	schwarz	black	14,0	960 x 580
		00812716	schwarz	black	16,0	960 x 580
		00812720	schwarz	black	20,0	960 x 580
		00812724	schwarz	black	24,0	960 x 580
ARU®soft 30 siXty green VeryLight- Soft	High quality padding and build up material made of 60% recycled EVA light cell, two-sided grinded, flexible, elastic, very good heel damping, thermoforming at: approx. 110° - 130°C, hardness: approx. 30° Shore A	00812730	schwarz	black	30,0	960 x 580
		00812740	schwarz	black	40,0	960 x 580
		00812741	schwarz	black	40,0	1.750 x 960

NEU
NEW

ARU® soft 30 siXty GREEN

8,0 mm schwarz
Art.-Nr. 00812708

NEU
NEW


ARU®soft 40 siXty green SehrLeicht-Weich	Sehr hochwertige Polster- und Aufbauplatte aus 60% recyceltem Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, sehr gute Auftrittsämpfung, Verformung: ca. 110° - 130°C, Härte: ca. 40° Shore A	00822702	schwarz	black	2,0	950 x 580
		00822704	schwarz	black	4,0	950 x 580
		00822706	schwarz	black	6,0	950 x 580
		00822708	schwarz	black	8,0	950 x 580
		00822710	schwarz	black	10,0	950 x 580
		00822712	schwarz	black	12,0	950 x 580
		00822714	schwarz	black	14,0	950 x 580
		00822720	schwarz	black	20,0	950 x 580
		00822730	schwarz	black	30,0	950 x 580
		00822740	schwarz	black	40,0	950 x 580
ARU®soft 40 siXty green VeryLight-Soft	High quality padding and build up material made of 60% recycled EVA light cell, two-sided grinded, flexible, elastic, very good heel damping, thermoforming at: approx. 110° - 130°C, hardness: approx. 40° Shore A	00822741	schwarz	black	40,0	1.740 x 950

NEU
NEW


FÜR UNS ALLE IM SINNE VON NACHHALTIGEM UMWELTSCHUTZ!

ARU® soft siXty green[®] aus 60% recyceltem EVA

- weniger CO₂-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlich produziertem EVA
- Schonung von Ressourcen (Rohstoffe)
- Minimierung der Müllberge
- Senkung der Schadstoffemissionen bei den Müllverbrennungsanlagen
- nachhaltiger Umweltschutz

WE THINK
green[®]

Polster- und Aufbauplatten / Padding and build-up materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm		
	nora® Lunasoft SLW Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, leicht, formstabil, flexibel, elastisch, abwaschbar und hygienisch durch geschlossene Zellstruktur, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 30° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ Anwendung: Bettungs-, Einlagen- und Bodenbau nora® Lunasoft SLW EVA light cell, ground both sides, flexible, elastic, washable and hygienic condition because of closed cellular structure, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 30° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³ application: footbed, foot orthotics and base construction	Plattenware / sheet goods	10265202	hautfarben	skin coloured	2,0	890 x 640
			10265203	hautfarben	skin coloured	3,0	1.150 x 750
			10265204	hautfarben	skin coloured	4,0	1.150 x 750
			10265206	hautfarben	skin coloured	6,0	1.150 x 750
			10265208	hautfarben	skin coloured	8,0	1.150 x 750
			10265210	hautfarben	skin coloured	10,0	1.150 x 750
			10265212	hautfarben	skin coloured	12,0	1.150 x 750
			10265303	weiss	white	3,0	900 x 650
			10265304	weiss	white	4,0	1.150 x 750
			10265306	weiss	white	6,0	1.150 x 750
			10265308	weiss	white	8,0	1.150 x 750
			10265310	weiss	white	10,0	1.150 x 750
			10265312	weiss	white	12,0	1.150 x 750
			10265320	weiss	white	20,0	1.150 x 750
			10265408	mittelbraun	med. brown	8,0	890 x 640
			10265410	mittelbraun	med. brown	10,0	890 x 640
			10265510	schw.-braun	black brown	10,0	890 x 640
			10265512	schw.-braun	black brown	12,0	890 x 640
			10265520	schw.-braun	black brown	20,0	890 x 640
			10265602	schwarz	black	2,0	1.150 x 750
			10265604	schwarz	black	4,0	1.150 x 750
			10265606	schwarz	black	6,0	1.150 x 750
			10265608	schwarz	black	8,0	1.150 x 750
			10265610	schwarz	black	10,0	1.150 x 750
			10265612	schwarz	black	12,0	1.150 x 750
			10265620	schwarz	black	20,0	1.150 x 750
			10265910	steingrau	stone grey	10,0	1.150 x 750
			10266510	graubeige	grey beige	10,0	1.150 x 750
			10266706	stein	stone	6,0	1.150 x 750
			10266708	stein	stone	8,0	1.150 x 750
			10266710	stein	stone	10,0	890 x 640
			10266712	stein	stone	12,0	1.150 x 750
			10266720	stein	stone	20,0	890 x 640
			10265803	rot	red	3,0	1.280 x 890
			10265804	rot	red	4,0	1.280 x 890
			10265806	rot	red	6,0	1.150 x 750
			10266206	dunkelblau	dark blue	6,0	890 x 640
			10265710	dunkelblau	dark blue	10,0	890 x 640

Polster- und Aufbauplatten / Padding and build-up materials




Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
nora® Lunasoft SL	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, leicht, formstabil, elastisch, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, abwaschbar und hygienisch durch geschlossene Zellstruktur, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ Anwendung: Bettungs-, Einlagen- und Bodenbau	10267004	limette	lime	4,0 1.280 x 890
		10268982	blau	blue	2,0 1.280 x 890
nora® Lunasoft SL	EVA light cell, ground both sides, flexible, elastic, very high resilience, high walking comfort, washable and hygienic condition because of closed cellular structure, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³ application: footbed, foot orthotics and base construction	10269002	hautfarben	skin coloured	2,0 890 x 640
		10269003	hautfarben	skin coloured	3,0 1.140 x 740
		10269004	hautfarben	skin coloured	4,0 1.140 x 740
		10269005	hautfarben	skin coloured	5,0 890 x 640
		10269006	hautfarben	skin coloured	6,0 1.140 x 740
		10269008	hautfarben	skin coloured	8,0 890 x 640
		10269010	hautfarben	skin coloured	10,0 1.140 x 740
		10269106	schw.-braun	black brown	6,0 1.140 x 740
		10269108	schw.-braun	black brown	8,0 890 x 640
		10269110	schw.-braun	black brown	10,0 890 x 640
		10269114	schw.-braun	black brown	14,0 1.140 x 740
		10269120	schw.-braun	black brown	20,0 1.140 x 740
		10269124	schw.-braun	black brown	24,0 1.140 x 740
		10269204	schwarz	black	4,0 1.140 x 740
		10269206	schwarz	black	6,0 1.140 x 740
		10269208	schwarz	black	8,0 1.140 x 740
		10269210	schwarz	black	10,0 1.140 x 740
		10269212	schwarz	black	12,0 1.140 x 740
		10269214	schwarz	black	14,0 1.140 x 740
		10269220	schwarz	black	20,0 1.140 x 740
		10269224	schwarz	black	24,0 1.140 x 740
		10269304	weiss	white	4,0 890 x 640
		10269306	weiss	white	6,0 1.140 x 740
		10269308	weiss	white	8,0 1.140 x 740
		10269310	weiss	white	10,0 1.140 x 740
		10269312	weiss	white	12,0 1.140 x 740
		10269314	weiss	white	14,0 890 x 640
		10269320	weiss	white	20,0 1.140 x 740
		10269406	mittelbraun	med. brown	6,0 890 x 640
		10269408	mittelbraun	med. brown	8,0 890 x 640
		10269410	mittelbraun	med. brown	10,0 890 x 640
		10269420	mittelbraun	med. brown	20,0 890 x 640
		10269642	royalblau	royal blue	2,0 1.280 x 890
		10269643	royalblau	royal blue	3,0 1.140 x 740
		10269644	royalblau	royal blue	4,0 1.280 x 890
		10269646	royalblau	royal blue	6,0 1.140 x 740
		10269710	rot	red	10,0 1.280 x 890
		10269906	steingrau	stone grey	6,0 1.140 x 740
		10269910	steingrau	stone grey	10,0 1.140 x 740
		10269920	steingrau	stone grey	20,0 1.140 x 740
		10270504	graubeige	grey beige	4,0 1.140 x 740
		10270506	graubeige	grey beige	6,0 890 x 640
		10270508	graubeige	grey beige	8,0 1.140 x 740
		10270510	graubeige	grey beige	10,0 1.140 x 740
		10270520	graubeige	grey beige	20,0 1.140 x 740
		10270606	blassbraun	pale brown	6,0 890 x 640
		10270608	blassbraun	pale brown	8,0 1.140 x 740
		10270610	blassbraun	pale brown	10,0 1.140 x 740
		10270706	stein	stone	6,0 1.140 x 740
		10270708	stein	stone	8,0 890 x 640
		10270710	stein	stone	10,0 1.140 x 740

Plattenware / sheet goods

Polster- und Aufbauplatten / Padding and build-up materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
nora® Lunatec SE	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, sehr stabil und elastisch, leicht, hohes Rückstell- vermögen, abwaschbar und hygienisch durch geschlossene Zellstruktur, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 45° Shore A, Gewicht: ca. 0,28 g/cm³ Anwendung: Aufbaumaterial für Sport- und Straßenschuhe sowie für orthopädische Versorgungen	10503736	terra	terra	6,0 920 x 590
		10503740	terra	terra	10,0 920 x 590
		10503746	weiss	white	6,0 920 x 590
		10503751	weiss	white	14,0 920 x 590
nora® Lunatec SE	EVA light cell, ground both sides, very stable, elastic, light weight, very high resilience, washable and hygienic condition because of closed cellular structure, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 45° Shore A, weight: approx. 0.28 g/cm³ application: build-up material for sporting shoes and outdoor shoes also for orthopedic treatments				
nora® Lunatec EP	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, geschlossen zellig, langlebig, abwaschbar, hygienisch, thermoplastisch verformbar, besonders hohe Rückstell- fähigkeit, Verformung: ca. 120° - 130°C, Härte: ca. 22° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau	10503752	creme	creme	2,0 840 x 600
		10503753	creme	creme	3,0 840 x 600
		10503754	creme	creme	4,0 840 x 600
		10503755	creme	creme	5,0 840 x 600
		10503756	creme	creme	6,0 840 x 600
		10503758	creme	creme	8,0 840 x 600
nora® Lunatec EP	EVA light cell, ground both sides, high durable, very high resilience, washable, hygienic condition, closed cellular structure, thermoforming at: approx. 120° - 130°C, hardness: approx. 22° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³ application: footbed, foot orthotics				
nora® Lunatec Motion	Aufbau- und Polsterplatte, extrem weich, mit sehr guten Bettungs- und Dämpfungseigenschaften in der horizontalen Belastungsrichtung, Härte : ca. 10° Shore A, Gewicht : ca. 0,13 g/cm³ Anwendung: bei schmerzhaften Fuß- und Gelenkerkrankungen, z.B. Rheuma, zur Polsterung im Orthesenbau	10503982	seide	silk	2,0 870 x 655
		10503983	seide	silk	3,0 870 x 655
		10503984	seide	silk	4,0 870 x 655
		10503986	seide	silk	6,0 1.310 x 870
		10503988	seide	silk	8,0 870 x 655
		10504103	steingrau	stone grey	3,0 870 x 655
		10504104	steingrau	stone grey	4,0 1.100 x 700
		10504106	steingrau	stone grey	6,0 1.100 x 700
nora® Lunatec Motion	Padding and build-up material, extremely soft, excellent bedding and damping properties in the horizontal load plane hardness: approx. 10° Shore A, weight: approx. 0.13 g/cm³ application: especially as a bedding for people with foot pain and as an absorption of shearing forces caused by walking.				

Polster- und Aufbauplatten / Padding and build-up materials



	Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size mm	
	nora® Lunatic Motion 20	Aufbau- und Polsterplatte, extrem weich, mit sehr guten Bettungs- und Dämpfungseigenschaften in der horizontalen Belastungsrichtung, Härte : ca. 20° Shore A, Gewicht : ca. 0,81 g/cm³ Anwendung: bei schmerzhaften Fuß- und Gelenkerkrankungen, z.B. Rheuma, zur Polsterung im Orthesenbau	10504202	grau beige	grey beige	2,0	830 x 615
			10504203	grau beige	grey beige	3,0	830 x 615
			10504204	grau beige	grey beige	4,0	830 x 615
			10504206	grau beige	grey beige	6,0	830 x 615
			10504208	grau beige	grey beige	8,0	830 x 615
  	nora® Lunatic Motion 20	Padding and build-up material, extremely soft, excellent bedding and damping properties in the horizontal load plane hardness: approx. 20° Shore A, weight: approx. 0.81 g/cm³ application: especially as a bedding for people with foot pain and as an absorption of shearing forces caused by walking.					
  	ELF 30	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, hervorragende Rückstellkraft, hautverträglich, hohe Stabilität, abwaschbar, optimale Verarbeitung, Verformung: ca. 130°C, Härte: ca. 30° Shore A, Gewicht: ca. 0,18 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Polstermaterial in der Orthetik und Prothetik, vielseitig ein- setzbar	10311304	hautfarben	skin coloured	4,0	800 x 620
			10311306	hautfarben	skin coloured	6,0	900 x 700
  	ELF 30	EVA light cell, ground both sides, excellent resilience, skin tolerant, high stability, washable, easy to handle, thermoforming at: approx. 130°C, hardness: approx. 30° Shore A, weight: approx. 0.18 g/cm³ application: footbeds, foot orthotics, cushioning material for orthotics and prothetics, for many cushionings					
  	ELF 40	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, hervorragende Rückstellkraft, hautverträglich, hohe Stabilität, abwaschbar, optimale Verarbeitung, Verformung: ca. 130°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,30 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Polstermaterial in der Orthetik und Prothetik, vielseitig ein- setzbar	10311408	hautfarben	skin coloured	8,0	800 x 620
  	ELF 40	EVA light cell, ground both sides, excellent resilience, skin tolerant, high stability, washable, easy to handle, thermoforming at: approx. 130°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.30 g/cm³ application: footbeds, foot orthotics, cushioning material for orthotics and prothetics, for many cushionings					

Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Build-up, padding and cover materials


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Motiv Motive	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®soft 40 Paint	bedruckte Bezugs- und Polsterplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, hoher Gehkomfort, abwaschbar, licht- und farbecht, sehr gut tiefziehbar, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau	① 00440001	Stone	1,5	1.040 x 610
		② 00440101	Butterfly	1,5	1.040 x 610
		③ 00440401	App	1,5	1.040 x 610
		④ 00440501	Flower	1,5	1.040 x 610
		⑤ 00440701	Atomic	1,5	1.040 x 610
		⑥ 00440801	Sportline	1,5	1.040 x 610
		⑦ 00440901	Totenköpfe	1,5	1.040 x 610

**ARU®soft 40
Paint** printed padding and
built-up plate, EVA light cell,
ground both sides, flexible,
elastic, high walking
comfort, washable,
lightfast, colourfast,
very easily vaccum-formed,
thermoforming at:
approx. 120° - 170°C,
hardness:
approx. 40° Shore A,
weight:
approx. 0.20 g/cm³
application:
footbeds, foot orthotics

Plattenware / sheet goods



Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Build-up, padding and cover materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®soft 40 Color	Bezugs-, Polster- und Aufbauplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, leicht, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ Anwendung: speziell für Sport- und Kinderversorgungen, Bettungen im Innenschuh *=perforiert	10358202	weiss/blau/lila	white/blue/purple	2,0 1.045 x 930
		10358221*	weiss/blau/lila	white/blue/purple	2,0 1.045 x 930
		10358203	weiss/blau/lila	white/blue/purple	3,0 1.045 x 930
		10358204	weiss/blau/lila	white/blue/purple	4,0 1.045 x 930
		10358206	weiss/blau/lila	white/blue/purple	6,0 1.045 x 930
		10358230	weiss/blau/lila	white/blue/purple	30,0 1.045 x 930
		10358302	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	2,0 1.045 x 930
		10358321*	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	2,0 1.045 x 930
		10358303	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	3,0 1.045 x 930
		10358304	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	4,0 1.045 x 930
ARU®soft 40 Colour	Cover, padding and lift material, EVA light cell, ground both sides, flexible, elastic, light, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³ application: specially for sport and children's shoes, footbeds in inner shoe *=perforated	10358306	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	6,0 1.045 x 930
		10358330	gelb/grau/schwarz	yellow/grey/black	30,0 1.045 x 930
		10358402	weiss/rot/lila	white/red/purple	2,0 1.045 x 930
		10358421*	weiss/rot/lila	white/red/purple	2,0 1.045 x 930
		10358403	weiss/rot/lila	white/red/purple	3,0 1.045 x 930
		10358404	weiss/rot/lila	white/red/purple	4,0 1.045 x 930
		10358424	weiss/rot/lila	white/red/purple	24,0 900 x 970
		10358430	weiss/rot/lila	white/red/purple	30,0 1.045 x 930
		10358502	blau/grün/schwarz	blue/green/black	2,0 1.045 x 930
		10358521*	blau/grün/schwarz	blue/green/black	2,0 1.045 x 930
		10358503	blau/grün/schwarz	blue/green/black	3,0 1.045 x 930
		10358504	blau/grün/schwarz	blue/green/black	4,0 1.045 x 930
		10358506	blau/grün/schwarz	blue/green/black	6,0 1.045 x 930
		10358508	blau/grün/schwarz	blue/green/black	8,0 1.045 x 930
		10358530	blau/grün/schwarz	blue/green/black	30,0 1.045 x 930



ARU®soft 40 Bunt Sehr Leicht	Bezugs- und Polsterplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, flexibel, elastisch, hoher Gehkomfort, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Sport- und Kinderversorgung, in allen Bereichen der OT und OST	10349202	royalblau	royal blue	2,0 1.070 x 900
		10349802	rot	red	2,0 1.070 x 900
		10349902	grün	green	2,0 1.070 x 900
ARU®soft 40 Colour Very Light	Padding and built-up plate, EVA light cell, ground both sides, flexible, elastic, high walking comfort, thermoforming at: approx. 120 - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³ application: footbeds, foot orthotics, sport and children's shoes, in all parts of orthopaedics and orthopaedic shoemaking				

Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Build-up, padding and cover materials


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®soft 40 Bunt antistat Sehr Leicht	Bezugs- und Polsterplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, schleifstaubarm (antistat) ausgerüstet, sehr hohe Rückstellkraft, hervorragende Polstereigenschaften, sehr hochwertiges EVA, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 35° - 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Sport- und Kinderversorgung, in allen Bereichen der OT und OST	10337002	gelb	yellow	2,0 1.050 x 925
		10337003	gelb	yellow	3,0 1.050 x 925
		10337004	gelb	yellow	4,0 1.050 x 925
		10337102	orange	orange	2,0 1.050 x 925
		10337103	orange	orange	3,0 1.050 x 925
		10337202	lima	lima	2,0 1.050 x 925
		10337203	lima	lima	3,0 1.050 x 925
		10337302	pink	pink	2,0 1.050 x 925
		10337303	pink	pink	3,0 1.050 x 925
		10337402	lila	purple	2,0 1.050 x 925
		10337403	lila	purple	3,0 1.050 x 925



ARU®soft 40 Colour antistat Very Light	Padding and cover plate, EVA light zell, ground both sides, slide abrasive dust (antistat) very high resilience, excellent cushion quality, high quality EVA, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 35° - 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³ application: footbeds, foot orthotics, sport and children's shoes, in all parts of orthopaedics and orthopaedic shoemaking
--	---

ARU®soft Multicolor	Bezugs-, Polster- und Aufbauplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, extrem leicht, abwaschbar, sehr gut tiefziehfähig, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Sport- und Kinderversorgungen	10358002	Multicolor	multicolour	2,0 1.045 x 930
		10358021*	Multicolor	multicolour	2,0 1.045 x 930

*=perforiert
*=perforated




ARU®soft Multicolour	Cover, padding and lift material, EVA light zell, ground both sides, extremely light, washable, very easily vacuum-formed, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³ application: foot orthotics and footbed construction, sport and children's shoes
-----------------------------	--



ARU®soft Bicolor	Bezugs-, Polster- und Aufbauplatte, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, extrem leicht, abwaschbar, sehr gut tiefziehfähig, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, Sport- und Kinderversorgungen	10358132 *	blau/weiss	blue/white	2,0 1.150 x 920
		10358133 *	blau/weiss	blue/white	3,0 1.150 x 920
		10358137 *	blau/weiss	blue/white	6,0 1.150 x 920
		10503402	blau/weiss	blue/white	2,0 1.150 x 920
		10503403	blau/weiss	blue/white	3,0 1.150 x 920
		10503404	blau/weiss	blue/white	4,0 1.150 x 920
		10503405	blau/weiss	blue/white	5,0 1.150 x 920
		10503406	blau/weiss	blue/white	6,0 1.150 x 920
		10503408	blau/weiss	blue/white	8,0 1.150 x 920
		10503410	blau/weiss	blue/white	10,0 1.150 x 920
ARU®soft Bicolour	Cover, padding and lift material, EVA light zell, ground both sides, extremely light, washable, very easily vacuum-formed, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³ application: foot orthotics and footbed construction, sport and children's shoes	10503412	blau/weiss	blue/white	12,0 1.150 x 920
		10503414	blau/weiss	blue/white	14,0 1.150 x 920
		10503415	blau/weiss	blue/white	15,0 1.150 x 920
		10503430	blau/weiss	blue/white	30,0 1.150 x 920

*=perforiert
*=perforated



Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Build-up, padding and cover materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®batik 35	Bezugs- und Polsterplatte mit Batikeffekt, Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, geringes, spezifisches Gewicht, erhöhte Auftritts-dämpfung, dadurch erhöhter Gehkomfort, sehr schöne Optik, Verformung: ca. 90° - 140°C, Härte: ca. 35° - 40° Shore A Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell für Sport- und Kinderversorgungen *=perforiert	10337952	schwarz/rot/gelb	black/red/yellow	2,0 1.100 x 950
		10337961	pink/weiss	pink/white	1,0 1.100 x 950
		10337962	pink/weiss	pink/white	2,0 1.100 x 950
		10337971	grün/schwarz	green/black	1,0 1.100 x 950
		10337972	grün/schwarz	green/black	2,0 1.100 x 950
		10337973	grün/schwarz	green/black	3,0 1.100 x 950
		10337975	grün/schwarz	green/black	5,0 1.100 x 950
		10337980	grün/schwarz	green/black	10,0 1.100 x 950
		10337981	lila/schwarz	purple/black	1,0 1.100 x 950
		10337991	schwarz/rot	black/red	1,0 1.100 x 950
		10337992	schwarz/rot	black/red	2,0 1.100 x 950
		10337993	schwarz/rot	black/red	3,0 1.100 x 950
		10338101	khaki/beige/schwarz	khaki/beige/black	1,0 1.000 x 950
		10338102	khaki/beige/schwarz	khaki/beige/black	2,0 1.000 x 950
		10338501	lila/grün/schwarz	purple/green/black	1,0 1.100 x 950
		10338502	lila/grün/schwarz	purple/green/black	2,0 1.100 x 950
		10339002	grün	green	2,0 1.150 x 900
		10339003	grün	green	3,0 1.150 x 900
		10339005	grün	green	5,0 1.150 x 900
		10339101	gelb/orange	yellow/orange	1,0 1.030 x 1.035
ARU®batik 35	Cover and padding EVA with batik effect, ground both sides, low specific gravity, increased tread damping with increased walking comfort, very attractive, thermoforming at: approx. 90° - 140°C, hardness: approx. 35° - 40° Shore A application: footbeds, foot orthotics, specially for sport and children's shoes *=perforated	10339102	gelb/orange	yellow/orange	2,0 1.030 x 1.035
		10339103*	gelb/orange	yellow/orange	2,0 1.030 x 1.035
		10339100	gelb/orange	yellow/orange	3,0 1.030 x 1.035
		10339104	gelb/orange	yellow/orange	4,0 1.030 x 1.035
		10339105	gelb/orange	yellow/orange	5,0 1.030 x 1.035
		10339110	gelb/orange	yellow/orange	10,0 1.030 x 1.035
		10339201	blau	blue	1,0 1.030 x 1.035
		10339202	blau	blue	2,0 1.030 x 1.035
		10339203*	blau	blue	2,0 1.030 x 1.035
		10339200	blau	blue	3,0 1.030 x 1.035
		10339204	blau	blue	4,0 1.030 x 1.035
		10339205	blau	blue	5,0 1.030 x 1.035
		10339260	blau	blue	6,0 1.030 x 1.035
		10339208	blau	blue	8,0 1.030 x 1.035
		10339210	blau	blue	10,0 1.030 x 1.035
		10339401	schwarz	black	1,0 1.030 x 1.035
		10339402	schwarz	black	2,0 1.030 x 1.035
		10339403*	schwarz	black	2,0 1.030 x 1.035
		10339400	schwarz	black	3,0 1.030 x 1.035
		10339404	schwarz	black	4,0 1.030 x 1.035
		10339405	schwarz	black	5,0 1.030 x 1.035
		10339406	schwarz	black	6,0 1.030 x 1.035
		10339408	schwarz	black	8,0 1.030 x 1.035
		10339410	schwarz	black	10,0 1.030 x 1.035
		10339501	azur	azure	1,0 1.030 x 1.035
		10339502	azur	azure	2,0 1.030 x 1.035
		10339503*	azur	azure	2,0 1.030 x 1.035
		10339500	azur	azure	3,0 1.030 x 1.035
		10339504	azur	azure	4,0 1.030 x 1.035
		10339505	azur	azure	5,0 1.030 x 1.035
		10336506	azur	azure	6,0 1.030 x 1.035
		10339510	azur	azure	10,0 1.150 x 900
		10339601	beige	beige	1,0 1.030 x 1.035
		10339602	beige	beige	2,0 1.030 x 1.035
		10339603*	beige	beige	2,0 1.030 x 1.035
		10339600	beige	beige	3,0 1.030 x 1.035
		10339604	beige	beige	4,0 1.030 x 1.035
		10339605	beige	beige	5,0 1.030 x 1.035
		10339606	beige	beige	6,0 1.030 x 1.035
		10339610	beige	beige	10,0 1.030 x 1.035

Plattenware / sheet goods

Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Build-up, padding and cover materials

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
ARU®batik 35	Bezugs- und Polster- EVA mit Batikeffekt, beidseitig geschliffen, geringes, spezifisches Gewicht, erhöhte Auftrittsdämpfung, dadurch erhöhter Gehkomfort, sehr schöne Optik, Verformung: ca. 90° - 140°C, Härte: ca. 35° - 40° Shore A Anwendung: Einlagen- und Bettungsbau, speziell für Sport- und Kinderversorgungen	10339801	gelb/orange	yellow/orange	2,0 12 cm x 12 lfm.
		10339802	blau	blue	2,0 12 cm x 12 lfm.
		10339804	schwarz	black	2,0 12 cm x 12 lfm.
		10339806	beige	beige	2,0 12 cm x 12 lfm.
		10339808	pink	pink	2,0 12 cm x 12 lfm.
		10339810	grün/schwarz	green/black	2,0 12 cm x 12 lfm.
		10339814	schwarz/rot	black/red	2,0 12 cm x 12 lfm.


Rollenware / roll goods



- ARU®batik 35** Cover and padding EVA with batik effect, ground both sides, low specific gravity, increased tread damping with increased walking comfort, very attractive, thermoforming at: approx. 90° - 140°C, hardness: approx. 35° - 40° Shore A
application: footbeds, foot orthotics, specially for sport and children's shoes

nora® Lunasoft SL Bunt	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, leicht, formstabil, flexibel, elastisch, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, abwaschbar und hygienisch durch geschlossene Zellstruktur, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ Anwendung: Bettungs-, Einlagen- und Bodenbau	10269502	weiss/schwarz	white/black	2,0 1.280 x 890
		10269512	citro/schwarz	citro/black	2,0 1.280 x 890
		10269522	pink/schwarz	pink/black	2,0 1.280 x 890
		10269532	lila/schwarz	purple/black	2,0 1.280 x 890

Plattenware / sheet goods



- nora® Lunasoft SL Colour** EVA light cell, ground both sides, light weight, flexible, elastic, good resilience, high walking comfort, washable and hygienic condition because of closed cellular structure, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³
application: footbed, foot orthotics and base construction



nora® Lunasoft SL Quattro	Leichtzell EVA, beidseitig geschliffen, leicht, formstabil, elastisch, gutes Rückstellvermögen, hoher Gehkomfort, abwaschbar und hygienisch durch geschlossene Zellstruktur, Verformung: ca. 120° - 170°C, Härte: ca. 40° Shore A, Gewicht: ca. 0,20 g/cm³ Anwendung: Bettungs-, Einlagen- und Bodenbau	10269592	vierfarbig	four-colour	2,0 1.280 x 890


Plattenware / sheet goods



- nora® Lunasoft SL Quattro** EVA light cell, ground both sides, light weight, elastic, good resilience, high walking comfort, washable and hygienic condition because of closed cellular structure, thermoforming at: approx. 120° - 170°C, hardness: approx. 40° Shore A, weight: approx. 0.20 g/cm³
application: footbed, foot orthotics and base construction



Aufbau-, Polster- und Bezugsmaterial / Build-up, padding and cover materials



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
--------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------	--	--

nora® Lunasoft SL Trendline

Leichtzell EVA,
beidseitig geschliffen, leicht,
formstabil, elastisch, gutes
Rückstellvermögen, hoher
Gehkomfort, abwaschbar
und hygienisch durch
geschlossene Zellstruktur,
Verformung: ca. 120° - 170°C,
Härte: ca. 40° Shore A,
Gewicht: ca. 0,20 g/cm³

Anwendung:
Bettungs-, Einlagen-
und Bodenbau

Plattenware / sheet goods

10269602	schwarz/rot	black/red	2,0	1.280 x 890
10269612	schwarz/rot/gelb	black/red/yellow	2,0	1.280 x 890

nora® Lunasoft SL Trendline

EVA light cell, ground both sides, light weight,
elastic, good resilience, high walking comfort,
washable and hygienic condition because of closed cellular structure,
thermoforming at: approx. 120° - 170°C,
hardness: approx. 40° Shore A,
weight: approx. 0.20 g/cm³

application:
footbed, foot orthotics and base construction



nora® Lunasoft SL Cork

Leichtzell EVA,
beidseitig geschliffen, leicht,
formstabil, flexibel, elastisch,
gutes Rückstellvermögen,
hoher Gehkomfort, abwasch-
bar und hygienisch durch
geschlossene Zellstruktur,
Verformung: ca. 120° - 170°C,
Härte: ca. 40° Shore A,
Gewicht: ca. 0,20 g/cm³

Anwendung:
Bettungs-, Einlagen-
und Bodenbau

Plattenware / sheet goods

10269802	korkoptik	cork optic	2,0	1.280 x 890
10269801*	korkoptik	cork optic	2,0	1.280 x 890

* = perforiert

nora® Lunasoft SL Cork

EVA light cell, ground both sides, light weight,
flexible, elastic, good resilience, high walking comfort,
washable and hygienic condition because of closed cellular structure,
thermoforming at: approx. 120° - 170°C,
hardness: approx. 40° Shore A,
weight: approx. 0.20 g/cm³

application:
footbed, foot orthotics and base construction

* = perforated



ARU®fant Supersoft

Mikrokork,
tiefziehfähig,
sehr elastisch, leicht,
superweich,
Verformung: ca. 120°C,
Härte: ca. 25° Shore A
Anwendung:
Einlagen- und Bettungsbau

Plattenware / sheet goods

10500302	beige	beige	2,0	1.150 x 1.150
10500304	beige	beige	4,0	1.150 x 1.150
10500306	beige	beige	6,0	1.150 x 1.150
10500308	beige	beige	8,0	1.150 x 1.150
10500310	beige	beige	10,0	1.150 x 1.150
10500330	beige	beige	30,0	1.150 x 1.150



ARU®fant Supersoft

Microcork,
thermoformable,
very elastic, light weight,
super soft,
thermoforming at: approx. 120°C,
hardness: approx. 25° Shore A
application:
footbeds, foot orthotics

Schockabsorber / shock absorber

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.	Farbe Colour	Stärke Thickness ca. mm / approx. mm	Abmessung Size ca. mm / approx. mm
nora® Orthosorb	Schockzellgummi, sehr hohe Polster- und Dämpfungseigenschaften, sehr hohe Elastizität, Profil: 13 Riffel , Härte: ca. 20° Shore A, Gewicht: ca. 1,10 g/cm³ Anwendung: zur Auftrittsdämpfung und Polsterung bei orthopädischen Schuhen	10275820	grün	green	2,0 780 x 535
		10275830	grün	green	3,0 780 x 535
		10275840	grün	green	4,0 780 x 535
nora® Orthosorb	Shock cell rubber, very good cushioning and damping properties, very high elasticity, profil: 13 ripple , hardness: approx. 20° Shore A, weight: approx. 1.10 g/cm³ application: heel damping and cushioning for orthodaetic shoes				

Plattenware / sheet goods



Zubehör / Accessories



Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.
ARU® Shoremessgerät	Zum Messen der Härte von EVA und Gummi nach Shore A, ideal zur Nachprüfung und Kontrolle der Einlagen	10980052
ARU® shore measuring instrument	For measuring the hardness of EVA and rubber for Shore A, for testing and controlling of shoe insoles	



ARU® Dickenschnellmesser	0,1 mm-genaues Messen von Platten- oder lfm. Material aller Art, Meßbereich 0 - 30 mm Skalierung 0,1 mm	10980054
ARU® shore measuring instrument	For accurate measurement of 0.1 mm, to use for plates and yard goods of all kinds of materials, range of measurement: 0 - 30 mm scaling: 0.1 mm	



Infrarot Laserthermometer	Sekundenschnelles und problemloses Messen von Temperaturen bei zu verformenden Materialien, z.B. EVA, Versteifungsstoffe, Carbon	00000078
infra-red laser thermometer	• ergonomisch, praktisch und überall einsetzbar • sichere und punktgenaue Messung • mit integrierter Display-Beleuchtung • supereinfache Bedienung • einstellbarer Alarm bei zu hoher oder zu niedriger Temperatur zwischen -50°C und +650°C • Ergebnisanzeige mit einer Nachkommastelle Measurement in few seconds of temperatures for thermoforming materials, e.g. EVA, reinforcement materials, carbon etc. • ergonomically, useable everywhere • safe measurement • with integrated display light • easy to handle • adjustable alarm when temperature is too high or low between -50°C and +650°C • display with one digit behind the decimal point	

Zubehör / Accessories

Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.
--------------------	-----------------------------	----------------------------

ARU® Wand- Rollenhalter	* = Standard, für 5 Rollen Bezugsstoffe	10980003*
	** = Exklusiv, für 6 Rollen Bezugsstoffe	10980004**

ARU® Wall Roll Rack	* = Standard, for 5 rolls of cover material	
	** = Exclusive, for 6 rolls of cover material	



Artikel Article	Beschreibung Description	Technische Daten Technical data	Artikel-Nr. Article no.
--------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

Vakuum- Tiefziehgerät	Vacupress 620 SIII-Unilock, Tischgerät mit Unilock- Verschluss, Ein-Hebel- Materialspannsystem ohne Schnellspanner, Unilock spannt Material von 0,1 bis 7 mm Stärke ohne Justierung, Breite: 750 mm Tiefe: 590 mm Höhe: 1050 mm Gewicht: 140 kg Stromanschluss: 400 V/50 Hz Verbrauch: 5,9 kW	• Heizung: 5400 Watt Infrarot Quarz verspiegelt, 9-zeilig • Heizzeit: einstellbar über Kodierschalter • LED-Anzeige/Restlaufanzeige 30-199 sek. • Heizrost: seitlich ausfahrbar, zusätzlich um 180° nach oben schwenkbar • Rahmengröße: 450 x 620 mm, senkrecht fahrbar • Rahmenverschluss: Zentralverschluss rechts, auf Wunsch auch links lieferbar • Beleuchtung: voll integrierte Halogenstrahler 12 V / 2 x 35 Watt • Vakuumautomatik: serienmäßig - mit dem Schliessen des Rahmens schaltet die Pumpe selbsttätig ein und bei Erreichen des Nenn- Unterdruckes wieder aus • Heizautomatik: serienmäßig - die Flächen- heizung wird elektronisch zeitgesteuert und schaltet bei Erreichen der Zeiteinheit automatisch ab • COOL-TEC-System: integriertes Kühlsystem zur schnelleren Abkühlung der tief- gezogenen Kunststoffe mittels justierbarer Spezialluftdüsen, die Druckluftversorgung erfolgt über externe Einspeisung - interne Reduzierung auf 1,5 bar	49999961
	Maße: ca. 750 x 590 x 1.050 mm		



Vakuum- Tiefziehgerät	Vacupress 620 SIII-Unilock, UNILOCK single lever central locking to tension sheet materials and milling mats 0.1 - 7.0 mm without adjustment, integrated vacuum duct, zero oil and maintenance vacuum unit Breite: 750 mm Tiefe: 590 mm Höhe: 1050 mm weight: 140 kg Stromanschluss: 400 V/50 Hz Verbrauch: 5,9 kW	• Bench device with vacuum and time controlled automatic heating, 9-line • Mirrored quartz surface heating, heating grate can be extended, heating time 1 - 999 sec. • Settable via coding switch, with LED display / remaining running time display • Automatic pressure monitoring, frame size 620 x 450 mm, vertically mobile • The device is optionally available with a three-way heating selector switch, complete with 3 m cable and CEE plug • With illumination from fully integrated halogen spots, with built-in cooling system for faster cooling of the deep-drawn plastics using adjustable special air nozzles, the compressed air supply is via external supply - internally reduced to 1,5 bar	
	Dimension: approx. 750 x 590 x 1050 mm		

Zubehör / Accessories


Artikel Article	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Article no.
ARU® Cutter 4.1 Druckkraft 1.000 kg	- hohe Druckkraft durch Hebelwirkung - geringer Kraftaufwand nötig - für Polster und leichte Materialien geeignet	10980030 ohne Polsterstanzmesser / without upholstery punch 10980031 inkl. 2 Polsterstanzmesser / incl. upholstery punching knife
ARU® Cutter 4.1 compression force 1.000 kg	- high compression force by leverage - low effort - suitable for cushion materials and light materials	
ARU® Cutter 4.2 Druckkraft 2.000 kg	- doppelte Druckkraft durch größere Hebelwirkung - deutlich weniger Kraftaufwand nötig - es können auch viel festere Materialien gestanzt werden	10980043 ohne Polsterstanzmesser / without upholstery punch 10980044 inkl. 2 Polsterstanzmesser / incl. upholstery punching knife
ARU® Cutter 4.2 compression force 2.000 kg	- double compression force by greater leverage - significant less effort - for solid materials	



ARU® Bandstahlmesser/ Lochmesser	Zur Ausstanzung von Vorfußpolstern, Fersenspornaussparungen, Punktelastungen und Vorfußperforationen. Sie können mit demselben Messer Aussparungen aus der Einlage und das genau passende Polster dazu stanzen. Gerne fertigen wir auch Ihr individuelles Stanzeisen an.	10980032 ① Bandstahlmesser / steel band knife 10980033 ② Bandstahlmesser / steel band knife 10980034 ③ Bandstahlmesser / steel band knife 10980036 ④ Bandstahlmesser / steel band knife 10980037 ⑤ Bandstahlmesser / steel band knife 10980038 ⑥ Bandstahlmesser / steel band knife 10980035 ⑦ Vorfuß-Lochmesser / forefoot perforation punch
ARU® steel band knife/ punching	For punching forefoot cushion, heel spur opening, point-by-point relief and forefoot perforation. Please ask us for your individual puncher.	

ARU® Zubehör / Accessories

Abbildungmaßstab / Reproduction scale 1:1





Alle Produkte sind unbedenklich und können zur Verarbeitung von Medizinprodukten im Orthopädie-Handwerk verwendet werden. Auf Wunsch kann die Liste der schadstoffgeprüften Materialien eingesehen werden.

All products are harmless and can be used for processing medical devices in orthopaedic workshops. The list of tested materials is available for inspection on request.



Derart gekennzeichnete Produkte sind speziell für den Einsatz in der Diabetiker-Versorgung geeignet.

Products with this label are specially suited for use in products for diabetics.



RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service GmbH hat das Qualitätsmanagementsystem eingeführt und erfüllt damit die strengen Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2008. Der Geltungsbereich umfasst die Entwicklung, Produktion und den Handel orthopädischer Produkte.

RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service GmbH has implemented quality management and complies with the rigid requirements of DIN EN ISO 9001:2008. The area of implementation covers development, production and sales of orthopaedic products.



Artikel
Article

Beschreibung
Description

Mehr Service für Sie:

LIVE Chat



Online bestellen mit unseren web-shop Bestellformularen!



Der **elektronische Bestellprozess** von Software-System zu Software-System.



Scannen Sie die Barcodes auf unseren Artikeln und bestellen diese direkt aus der App heraus.



LIVE Chat mit unseren Mitarbeitern

Wenn Sie in unserem WebShop unterwegs sind und Wünsche oder Fragen zu unseren Produkten haben, können Sie direkt mit einem unserer Mitarbeiter chatten.

Jetzt auch schnell & unkompliziert über **WhatsApp bestellen**

+49 7457 9497-0



www.ruckgaber.de/whatsapp/datenschutz

**Sprechen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten.**



Wir  helfen

RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service GmbH
Roseckstraße 35
72108 Rottenburg-Seebronn

Tel.: +49 7457 9497-0
Fax: +49 7457 9497-35

rottenburg@schein.de
www.schein.de